

## DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010A

### Description :



- Défibrillateur entièrement automatique conçu pour une utilisation grand public dans les entreprises, écoles, collectivités et lieux recevant du public.
- Analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et délivre le choc uniquement s'il est nécessaire, sans action de l'utilisateur sur un bouton de choc.
- Guidage complet par instructions vocales haute définition et métronome intégré pour accompagner le massage cardiaque.
- Batterie longue durée de vie, livrée pour environ 5 ans d'utilisation ou 125 chocs, afin de réduire les remplacements.
- Appareil léger, ergonomique et très résistant, avec poignée intégrée pour un transport rapide sur le lieu d'intervention.

### Caractéristiques techniques :

- **Type d'appareil** : défibrillateur entièrement automatique (DEA) Lifeline Auto pour usage grand public.
- **Guidage utilisateur** : instructions vocales en français haute définition avec métronome intégré pour la RCP.
- **Batterie** : batterie principale 5 ans, environ 125 chocs ou 8 heures de fonctionnement continu (pile de sauvegarde 9 V incluse).
- **Électrodes** : électrodes adultes pré-connectées, pré-gélifiées, à usage unique ; électrodes enfant disponibles en option.
- **Dimensions / poids** : environ 30 × 22 × 7 cm, 1,9 kg avec batterie, pour une prise en main facile et un rangement simplifié.

## Défibrillateur entièrement automatique Lifeline DEA : simplicité maximale pour le grand public

Permet à tout témoin, même non formé, de réaliser une défibrillation sûre grâce au mode entièrement automatique, aux instructions vocales haute définition et à une conception robuste pensée pour les lieux publics.

- **Utilisation à un seul bouton**
- **Mode entièrement automatique**
- **Instructions vocales HD claires**
- **Batterie longue durée 5 ans**
- **Conception robuste et fiable**

### Mode d'emploi :

- Vérifier la sécurité de la zone d'intervention et s'assurer que la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement

## DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE LIFELINE Référence : 29010A

avant d'allumer le défibrillateur.

- Mettre en marche le défibrillateur Lifeline en appuyant sur le bouton unique, puis suivre pas à pas les instructions vocales données par l'appareil.
- Déposer les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les pictogrammes indiquant le bon positionnement.
- Laisser le défibrillateur analyser automatiquement le rythme cardiaque ; ne pas toucher la victime pendant l'analyse et rester à distance en cas de préparation du choc.
- Une fois le choc délivré ou non, reprendre ou poursuivre le massage cardiaque en suivant le métronome et les indications du défibrillateur jusqu'à la prise en charge par les secours.

### Précautions d'utilisation :

- Utiliser le défibrillateur uniquement en cas de suspicion d'arrêt cardiaque et toujours en suivant les consignes vocales et la notice du fabricant.
- Veiller à ce que la poitrine de la victime soit sèche, retirer les patchs éventuels et éviter tout contact avec des surfaces métalliques ou mouillées pendant le choc.
- Ne jamais toucher la victime pendant l'analyse ou lorsque l'appareil annonce la délivrance d'un choc ; demander à toutes les personnes de s'écarter.
- Contrôler régulièrement l'état de la batterie, des voyants et des électrodes ; remplacer immédiatement tout consommable périmé ou endommagé.
- Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil ; confier les opérations de contrôle et de maintenance à un professionnel conformément aux recommandations du fabricant.

## Un défibrillateur DEA Lifeline conçu pour les lieux publics

Le **défibrillateur entièrement automatique Lifeline DEA** est spécialement pensé pour équiper les **entreprises, collectivités, écoles, associations sportives** et plus largement tous les **établissements recevant du public**. Son mode entièrement automatique et son guidage vocal haute définition en font un **défibrillateur automatisé externe (DAE)** particulièrement adapté au grand public : l'appareil analyse le rythme cardiaque et délivre lui-même le choc lorsque c'est nécessaire, ce qui limite le stress de l'intervenant et sécurise la prise en charge d'un arrêt cardiaque soudain.

Grâce à sa **batterie longue durée**, à ses **consommables économiques** et à sa conception robuste, le Lifeline DEA s'intègre facilement dans une stratégie de **prévention des risques cardiaques**. Combiné à une signalétique claire et à une formation aux **gestes qui sauvent**, il devient un élément clé de votre dispositif de **sécurité cardiaque**, que ce soit dans un hall d'accueil, un gymnase, un site industriel ou un bâtiment administratif.