

DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010A

Description :



- Défibrillateur entièrement automatique conçu pour une utilisation grand public dans les entreprises, écoles, collectivités et lieux recevant du public.
- Analyse automatiquement le rythme cardiaque de la victime et délivre le choc uniquement s'il est nécessaire, sans action de l'utilisateur sur un bouton de choc.
- Guidage complet par instructions vocales haute définition et métronome intégré pour accompagner le massage cardiaque.
- Batterie longue durée de vie, livrée pour environ 5 ans d'utilisation ou 125 chocs, afin de réduire les remplacements.
- Appareil léger, ergonomique et très résistant, avec poignée intégrée pour un transport rapide sur le lieu d'intervention.

Caractéristiques techniques :

- **Type d'appareil** : défibrillateur entièrement automatique (DEA) Lifeline Auto pour usage grand public.
- **Guidage utilisateur** : instructions vocales en français haute définition avec métronome intégré pour la RCP.
- **Batterie** : batterie principale 5 ans, environ 125 chocs ou 8 heures de fonctionnement continu (pile de sauvegarde 9 V incluse).
- **Électrodes** : électrodes adultes pré-connectées, pré-gélifiées, à usage unique ; électrodes enfant disponibles en option.
- **Dimensions / poids** : environ 30 x 22 x 7 cm, 1,9 kg avec batterie, pour une prise en main facile et un rangement simplifié.

Défibrillateur entièrement automatique Lifeline DEA : simplicité maximale pour le grand public

Permet à tout témoin, même non formé, de réaliser une défibrillation sûre grâce au mode entièrement automatique, aux instructions vocales haute définition et à une conception robuste pensée pour les lieux publics.

- **Utilisation à un seul bouton**
- **Mode entièrement automatique**
- **Instructions vocales HD claires**
- **Batterie longue durée 5 ans**
- **Conception robuste et fiable**

Mode d'emploi :

- Vérifier la sécurité de la zone d'intervention et s'assurer que la victime ne réagit pas et ne respire pas normalement



DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE LIFELINE

Référence : 29010A

avant d'allumer le défibrillateur.

- Mettre en marche le défibrillateur Lifeline en appuyant sur le bouton unique, puis suivre pas à pas les instructions vocales données par l'appareil.
- Déposer les électrodes sur la poitrine nue de la victime en respectant les pictogrammes indiquant le bon positionnement.
- Laisser le défibrillateur analyser automatiquement le rythme cardiaque ; ne pas toucher la victime pendant l'analyse et rester à distance en cas de préparation du choc.
- Une fois le choc délivré ou non, reprendre ou poursuivre le massage cardiaque en suivant le métronome et les indications du défibrillateur jusqu'à la prise en charge par les secours.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser le défibrillateur uniquement en cas de suspicion d'arrêt cardiaque et toujours en suivant les consignes vocales et la notice du fabricant.
- Veiller à ce que la poitrine de la victime soit sèche, retirer les patchs éventuels et éviter tout contact avec des surfaces métalliques ou mouillées pendant le choc.
- Ne jamais toucher la victime pendant l'analyse ou lorsque l'appareil annonce la délivrance d'un choc ; demander à toutes les personnes de s'écarter.
- Contrôler régulièrement l'état de la batterie, des voyants et des électrodes ; remplacer immédiatement tout consommable périmé ou endommagé.
- Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil ; confier les opérations de contrôle et de maintenance à un professionnel conformément aux recommandations du fabricant.

Un défibrillateur DEA Lifeline conçu pour les lieux publics

Le **défibrillateur entièrement automatique Lifeline DEA** est spécialement pensé pour équiper les **entreprises, collectivités, écoles, associations sportives** et plus largement tous les **établissements recevant du public**. Son mode entièrement automatique et son guidage vocal haute définition en font un **défibrillateur automatisé externe (DAE)** particulièrement adapté au grand public : l'appareil analyse le rythme cardiaque et délivre lui-même le choc lorsque c'est nécessaire, ce qui limite le stress de l'intervenant et sécurise la prise en charge d'un arrêt cardiaque soudain.

Grâce à sa **batterie longue durée**, à ses **consommables économiques** et à sa conception robuste, le Lifeline DEA s'intègre facilement dans une stratégie de **prévention des risques cardiaques**. Combiné à une signalétique claire et à une formation aux **gestes qui sauvent**, il devient un élément clé de votre dispositif de **sécurité cardiaque**, que ce soit dans un hall d'accueil, un gymnase, un site industriel ou un bâtiment administratif.