

DIVAN D'EXAMEN NOIR ÉPOXY AVEC PORTE ROULEAU

Référence : 13039

Description :



- Divan d'examen avec structure en acier époxy, offrant un excellent compromis entre stabilité, durabilité et prix.
- Tête réglable par crémaillère automatique haute résistance, permettant d'ajuster facilement la position du patient.
- Assise et tête rembourrées de mousse très haute densité pour un confort optimal durant l'examen.
- Revêtement plastifié lavable et difficilement inflammable, adapté aux contraintes d'hygiène des cabinets de consultation.
- Porte-rouleau amovible pour rouleaux de protection 50 cm, positionnable en tête ou en pied du divan selon votre pratique.

Caractéristiques techniques :

- **Structure** : tube carré en acier laqué époxy blanc, système de montage rapide.
- **Confort patient** : tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m³), épaisseur 5 cm.
- **Revêtement** : tissu plastifié lavable, à entretien facile, conçu pour un usage intensif en salle d'examen.
- **Capacité de charge** : charge maximale 150 kg, assurant un accueil sécurisé de la plupart des patients.
- **Dimensions et porte-rouleau** : 190 x 62 x 70 cm, porte-rouleau amovible pour rouleaux 50 cm (tête ou pieds).

Divan d'examen noir époxy avec porte rouleau : confort et praticité au cabinet

Divan noir d'examen robuste et confortable, doté d'une tête réglable et d'un porte-rouleau intégré, conçu pour optimiser l'accueil et l'examen des patients en cabinet ou salle de soins.

- **Montage rapide et intuitif**
- **Structure stable jusqu'à 150 kg**
- **Tête réglable multi-positions**
- **Mousse haute densité lavable**
- **Porte-rouleau intégré 50 cm**

Mode d'emploi :

- Assembler le divan selon la notice fournie, en fixant la structure et les pieds jusqu'à obtention d'un ensemble stable.
- Installer le divan d'examen sur une surface plane, en laissant un espace suffisant autour pour circuler librement.
- Ajuster la tête grâce à la crémaillère automatique afin de positionner le patient assis ou allongé selon l'examen.



DIVAN D'EXAMEN NOIR ÉPOXY AVEC PORTE ROULEAU

Référence : 13039

- Placer un rouleau de protection 50 cm sur le porte-rouleau et dérouler le drap à usage unique entre chaque patient.
- Nettoyer régulièrement l'assise et la tête avec un produit compatible avec le revêtement, conformément à vos protocoles d'hygiène.

Précautions d'utilisation :

- Vérifier périodiquement le serrage des vis, la stabilité de la structure et le bon fonctionnement de la crémaillère de tête.
- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée de 150 kg afin de préserver la sécurité du patient et la longévité du divan.
- Éviter de s'asseoir ou de se tenir debout sur la tête, qui est destinée uniquement à soutenir la tête et le haut du dos.
- Protéger le revêtement contre les coupures, produits agressifs ou solvants susceptibles de l'endommager.
- Installer le divan loin des sources de chaleur directe et dans un environnement sec et ventilé pour prolonger sa durée de vie.

Un divan d'examen robuste pour les cabinets de consultation

Le divan d'examen noir époxy avec porte rouleau s'intègre parfaitement dans les cabinets de consultation, salles de soins, cabinets infirmiers ou de kinésithérapie. Sa structure en acier époxy blanc et son revêtement plastifié lavable offrent une solution fiable et durable pour l'accueil des patients. La mousse haute densité et la tête réglable garantissent un bon niveau de confort, que le patient soit en position allongée ou semi-assise.

Grâce à son porte-rouleau amovible pour rouleaux 50 cm, ce divan d'examen facilite l'utilisation de draps d'examen à usage unique et contribue à maintenir une hygiène irréprochable entre deux consultations. Compact, fonctionnel et simple à entretenir, il constitue un choix pertinent pour tout professionnel souhaitant un mobilier de consultation pratique, confortable et au rapport qualité/prix maîtrisé.

Découvrez aussi notre [mobilier de soin](#).