

EAU GÉLIFIÉE EN TUBE 50 ML

Référence : 7055



Description :

- **Eau gélifiée** prête à l'emploi qui s'applique sur toutes les **peaux adultes et enfants** pour apaiser rapidement les zones échauffées.
- Texture très **visqueuse et conductrice de chaleur** permettant un effet de **refroidissement immédiat** de la brûlure superficielle.
- Formule simple, à base d'**eau et de glycérine**, qui **hydrate intensément**, réduit la rougeur et aide à diminuer les lésions légères.
- Ne colle pas, sans huiles ni graisses, ce qui facilite l'**application en couche de 4 à 5 mm** comme une crème de soin.
- Convient pour les **petites brûlures, coups de soleil et abrasions**, en traitement d'**urgence** ou en protection immédiate face à un risque de brûlure.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : gel d'eau gélifiée pour brûlures légères, coups de soleil et abrasions.
- **Format** : tube 50 ml compact, adapté aux trousse de secours et sacs d'intervention.
- **Principaux composants** : Aqua (Water), Glycerin, Carbomer, Sodium Hydroxide, Chlorphenesin, Phenoxyethanol.
- **Propriétés** : fort pouvoir hydratant, effet rafraîchissant, ne colle pas, sans huiles ni graisses.
- **Public cible** : adultes et enfants, usage en premiers soins, collectivités, entreprises, établissements recevant du public.

Eau gélifiée 50 ml : soulagement rapide des petites brûlures

Gel rafraîchissant à base d'**eau fortement hydratante** qui aide à **apaiser, refroidir** et **limiter l'évolution des brûlures légères**, des **coups de soleil** et petites **abrasions**, indispensable en **trousse de secours**.

- **Refroidissement immédiat de la zone**
- **Limite l'étendue de la lésion**
- **Hydratation intense de la peau**
- **Ne colle pas, sans corps gras**
- **Format tube pratique 50 ml**

Mode d'emploi :

- Si possible, refroidir rapidement la zone atteinte sous **eau tempérée**, puis sécher délicatement sans frotter.
- Appliquer l'**eau gélifiée en tube 50 ml** directement sur la peau propre, en couche régulière de **4 à 5 mm** sur la



EAU GÉLIFIÉE EN TUBE 50 ML

Référence : 7055

zone à hydrater.

- Étaler doucement sans masser pour laisser le gel **refroidir et apaiser** la brûlure ou le coup de soleil.
- Laisser agir ; renouveler l'application si nécessaire dès que la sensation d'échauffement réapparaît.
- Conserver le tube à température ambiante et le replacer dans la **trousse de secours** après utilisation.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser l'**eau gélifiée** pour un autre usage que celui prévu et ne pas appliquer sur des brûlures graves ou étendues.
- Éviter le contact avec les yeux et les muqueuses ; rincer abondamment en cas de projection accidentelle.
- En cas de brûlure importante, d'inhalation de fumées ou de douleur persistante, consulter rapidement un professionnel de santé.
- Tenir hors de portée des enfants et ne pas ingérer le produit.
- Respecter les indications figurant sur l'emballage et vérifier la date de péremption avant utilisation.

Gel rafraîchissant pour brûlures légères et coups de soleil

L'**eau gélifiée en tube 50 ml** est un allié précieux pour les **premiers secours** face aux **brûlures légères, coups de soleil** et petites **abrasions**. Sa texture très hydratante aide à **refroidir la peau**, à **limiter l'extension de la lésion** et à **réduire la rougeur cutanée**, tout en restant agréable à l'usage car elle **ne colle pas**.

Compacte, cette présentation en **tube 50 ml** se glisse facilement dans une **trousse de secours d'entreprise**, un **kit chantier**, un sac de sport ou une **pharmacie familiale**. Elle complète efficacement les compresses et pansements dédiés aux brûlures pour une réponse rapide sur le terrain.