

LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS PLASTIQUES MICROPERFORÉS 19MM X 72MM Référence : 1063



Description:

- Pansements prédécoupés 19 mm x 72 mm avec support plastique microperforé, souple et confortable pour les gestes du quotidien.
- Compresse centrale absorbante qui protège la plaie des frottements tout en favorisant un environnement propre.
- Adhésif performant sur les 4 côtés pour une **tenue occlusive** et une protection renforcée des petites coupures, éraflures et piqûres.
- Pansements très adhésifs et résistants à l'eau, particulièrement conseillés pour les milieux humides (cuisine, nettoyage, soins quotidiens).
- Boîte de 100 pansements individuels, pratique pour équiper armoires à pharmacie, trousses de secours d'entreprise ou établissements recevant du public.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions**: 19 mm x 72 mm, format standard pour doigts et petites plaies.
- **Support** : plastique microperforé prédécoupé, souple et confortable.
- **Compresse centrale** : zone absorbante non adhérente à la plaie.
- Adhésivité: pansements très adhésifs, occlusifs, adhérant sur les 4 côtés
- Conditionnement : boîte de 100 pansements plastiques microperforés 19mm x 72mm.

100 pansements plastiques microperforés 19mm x 72mm : protection respirante pour petites plaies

Pansements prédécoupés en **plastique microperforé**, très adhésifs et résistants à l'eau, conçus pour protéger durablement les petites coupures et éraflures, même en **milieux humides**.

- Support plastique microperforé
- Très adhésifs longue tenue
- Résistants à l'eau
- Occlusifs quatre côtés
- Boîte de 100 pansements

Mode d'emploi :

• Nettoyer soigneusement la plaie puis la désinfecter selon le protocole en vigueur.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale, des collectivités et des entreprises L. au V. de 8h30 à 17h30 04 93 19 20 23

100 PANSEMENTS PLASTIQUES MICROPERFORÉS 19MM X 72MM Référence : 1063

- Sécher délicatement le pourtour de la plaie afin d'optimiser l'adhérence du pansement plastique microperforé.
- Retirer les ailettes protectrices et positionner la compresse centrale sur la plaie.
- Appliquer le pansement en lissant les bords pour assurer une adhésion sur les 4 côtés.
- Renouveler le pansement dès qu'il est souillé, décollé ou selon la fréquence recommandée par le professionnel de santé.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser sur une plaie profonde, fortement exsudative ou infectée sans avis médical.
- Surveiller la peau autour du pansement ; en cas de rougeur ou d'irritation, retirer le pansement et consulter si besoin.
- Éviter de poser le pansement sur une peau humide, grasse ou couverte de crème pour préserver l'adhésivité.
- Ne pas réutiliser un pansement déjà décollé ; à usage unique uniquement.
- Conserver la boîte à l'abri de la chaleur, de l'humidité et hors de portée des jeunes enfants.

Des pansements plastiques microperforés adaptés aux milieux humides

Les **100** pansements plastiques microperforés **19mm** x **72mm** constituent une solution fiable pour la protection des petites plaies au quotidien, à la maison comme en entreprise. Leur **support plastique microperforé** assure un bon compromis entre respirabilité et résistance, tandis que l'adhésif performant garantit une tenue prolongée, y compris en **milieux humides** (cuisines collectives, ateliers de nettoyage, collectivités).

Occlusifs et résistants à l'eau, ces pansements sont particulièrement adaptés aux secteurs où l'hygiène des mains et la protection des microtraumatismes sont essentielles. Leur format prédécoupé facilite la mise en place rapide dans les **trousses de secours**, armoires à pharmacie ou postes de soins, pour un geste simple et efficace en cas de coupure ou d'éraflure.