

100 PANSEMENTS PLASTIQUES MICROPERFORÉS 19MM X 72MM

Référence : 1063

Description :



- Pansements prédécoupés 19 mm x 72 mm avec **support plastique microperforé**, souple et confortable pour les gestes du quotidien.
- Compresse centrale absorbante qui protège la plaie des frottements tout en favorisant un environnement propre.
- Adhésif performant sur les 4 côtés pour une **tenue occlusive** et une protection renforcée des petites coupures, éraflures et piqûres.
- Pansements **très adhésifs et résistants à l'eau**, particulièrement conseillés pour les **milieux humides** (cuisine, nettoyage, soins quotidiens).
- Boîte de 100 pansements individuels, pratique pour équiper armoires à pharmacie, trousse de secours d'entreprise ou établissements recevant du public.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 19 mm x 72 mm, format standard pour doigts et petites plaies.
- **Support** : plastique microperforé prédécoupé, souple et confortable.
- **Compresse centrale** : zone absorbante non adhérente à la plaie.
- **Adhésivité** : pansements très adhésifs, occlusifs, adhérant sur les 4 côtés.
- **Conditionnement** : boîte de 100 pansements plastiques microperforés 19mm x 72mm.

100 pansements plastiques microperforés 19mm x 72mm : protection respirante pour petites plaies

Pansements prédécoupés en **plastique microperforé**, très adhésifs et résistants à l'eau, conçus pour protéger durablement les petites coupures et éraflures, même en **milieux humides**.

- **Support plastique microperforé**
- **Très adhésifs longue tenue**
- **Résistants à l'eau**
- **Occlusifs quatre côtés**
- **Boîte de 100 pansements**

Mode d'emploi :

- Nettoyer soigneusement la plaie puis la désinfecter selon le protocole en vigueur.



100 PANSEMENTS PLASTIQUES MICROPERFORÉS 19MM X 72MM

Référence : 1063

- Sécher délicatement le pourtour de la plaie afin d'optimiser l'adhérence du **pansement plastique microperforé**.
- Retirer les ailettes protectrices et positionner la compresse centrale sur la plaie.
- Appliquer le pansement en lissant les bords pour assurer une adhésion sur les 4 côtés.
- Renouveler le pansement dès qu'il est souillé, décollé ou selon la fréquence recommandée par le professionnel de santé.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser sur une plaie profonde, fortement exsudative ou infectée sans avis médical.
- Surveiller la peau autour du pansement ; en cas de rougeur ou d'irritation, retirer le pansement et consulter si besoin.
- Éviter de poser le pansement sur une peau humide, grasse ou couverte de crème pour préserver l'adhésivité.
- Ne pas réutiliser un pansement déjà décollé ; à usage unique uniquement.
- Conserver la boîte à l'abri de la chaleur, de l'humidité et hors de portée des jeunes enfants.

Des pansements plastiques microperforés adaptés aux milieux humides

Les **100 pansements plastiques microperforés 19mm x 72mm** constituent une solution fiable pour la protection des petites plaies au quotidien, à la maison comme en entreprise. Leur **support plastique microperforé** assure un bon compromis entre respirabilité et résistance, tandis que l'adhésif performant garantit une tenue prolongée, y compris en **milieux humides** (cuisines collectives, ateliers de nettoyage, collectivités).

Occlusifs et résistants à l'eau, ces pansements sont particulièrement adaptés aux secteurs où l'hygiène des mains et la protection des microtraumatismes sont essentielles. Leur format prédécoupé facilite la mise en place rapide dans les **trousSES de secours**, armoires à pharmacie ou postes de soins, pour un geste simple et efficace en cas de coupure ou d'éraflure.