

BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ENFANT LIAN XS

Référence : 22068-BRASSARD

Description :



- Brassard pédiatrique taille **XS 15-22 cm** conçu pour la **prise de tension chez le petit enfant**, en consultation ou en milieu scolaire.
- Fabrication en **coton à motifs** qui rend le brassard plus rassurant et mieux accepté par l'enfant.
- **Poche simple tubulure 60 cm** avec raccord rapide à vis, assurant une connexion fiable au tensiomètre.
- **Fermeture velcro Spengler** pour un ajustement rapide et un maintien sûr pendant la mesure.
- Brassard **lavable à 30-40 °C**, réutilisable et adapté à un usage intensif en cabinet ou service pédiatrique.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : brassard pédiatrique XS pour tensiomètre mécanique Lian.
- **Taille de bras** : petit enfant, tour de bras d'environ 15 à 22 cm.
- **Compatibilité appareils** : Lian NM, Lian Metal, Lian Nano, Lian Scenic, Ergo Sphyg, Lian Couleur (hors Lian Classic).
- **Matériau** : coton à motifs avec poche simple tubulure 60 cm et fermeture velcro.
- **Entretien** : brassard lavable à 30-40 °C, séchage à l'air libre.
- **Dimensions** : 42 cm à 52 cm

Brassard tensiomètre enfant lian xs : taille pédiatrique 15-22 cm

Brassard pédiatrique en **coton à motifs**, taille **XS 15-22 cm**, compatible avec les tensiomètres **Lian NM, Lian Metal, Lian Nano, Lian Scenic et Ergo Sphyg**, idéal pour une **prise de tension précise chez le petit enfant**.

- **Taille XS pour petit enfant**
- **Coton doux à motifs rassurants**
- **Compatibilité tensiomètres Lian**
- **Fermeture velcro rapide**
- **Brassard lavable 30-40 °C**

Mode d'emploi :

- Visser la tubulure du **brassard pour tensiomètre enfant LIAN XS** sur le raccord du tensiomètre Lian concerné.
- Placer le brassard sur le bras nu de l'enfant, 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, en alignant le repère artériel sur l'artère brachiale.
- Serrer la bande velcro pour obtenir un maintien ferme mais confortable, permettant de glisser un doigt sous le



BRASSARD POUR TENSIOMÈTRE ENFANT LIAN XS Référence : 22068-BRASSARD

brassard.

- Réaliser la mesure de tension artérielle selon la procédure habituelle du tensiomètre et du stéthoscope.
- Après la mesure, dégonfler complètement, retirer le brassard et le ranger au sec ou le nettoyer si nécessaire.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser ce brassard uniquement sur des **tensiomètres Lian compatibles** et pour des bras entrant dans la plage XS.
- Ne pas trop serrer le brassard afin de ne pas gêner la circulation ou fausser la mesure.
- Éviter de poser le brassard sur un bras présentant plaie, perfusion ou malformation sans avis médical.
- Contrôler régulièrement l'état du velcro, des coutures et de la tubulure ; remplacer le brassard en cas d'usure marquée.
- Respecter les consignes de lavage (30-40 °C) et laisser sécher complètement avant réutilisation.

Brassard pédiatrique xs pour tensiomètres lian nm et metal

Spécialement dimensionné pour le **petit enfant**, le **brassard pour tensiomètre enfant LIAN XS** garantit une **mesure fiable de la tension artérielle** en évitant l'erreur liée à l'utilisation d'un brassard trop grand. Sa conception en **coton à motifs** et sa fermeture **velcro** offrent un excellent compromis entre confort, maintien et facilité de mise en place.

Compatible avec la majorité des **tensiomètres Lian**, ce **brassard pédiatrique XS** s'intègre naturellement à votre parc de matériel de diagnostic, que ce soit en **cabinet médical**, en **service de pédiatrie** ou pour les **visites à domicile**. Il complète vos autres tailles de brassards et vous permet d'adapter la prise de tension à chaque patient.