

## ŒILLÈRE DE RINÇAGE

Référence : 9010

### Description



- Permet un lavage oculaire dirigé pour aider à évacuer poussières et impuretés.
- Sa forme est étudiée pour épouser le contour de l'œil et limiter les débordements.
- Son utilisation reste intuitive en complément d'une solution de rinçage adaptée.
- Convient aux trousseaux de secours, aux postes de travail et aux déplacements.
- Peut être réutilisée après nettoyage et séchage soigneux.

### Caractéristiques techniques

- **Type** : coupelle / bain oculaire individuel
- **Référence** : 9010
- **Compatibilité** : sérum physiologique, solutions de lavage oculaire usuelles
- **Format** : compact, léger, facile à ranger
- **Entretien** : nettoyage et séchage après usage

### Propriétés

Cette **œillère de rinçage** facilite un lavage oculaire doux et maîtrisé grâce à sa forme ergonomique conçue pour le contour de l'œil. Sa prise en main stable et son format compact permettent une utilisation pratique à la maison, en déplacement ou en environnement professionnel. Réutilisable après nettoyage, elle complète efficacement une solution de rinçage oculaire adaptée.

## Œillère de rinçage : un lavage oculaire simple et précis

**Œillère de rinçage**, cette coupelle ergonomique aide à réaliser un lavage oculaire dirigé avec une solution adaptée, tout en limitant les débordements et en facilitant le geste au quotidien.

- **Lavage oculaire dirigé**
- **Format compact léger**
- **Compatible sérum physiologique**
- **Prise en main stable**
- **Réutilisable après nettoyage**

## ŒILLÈRE DE RINÇAGE

Référence : 9010

### Mode d'emploi

- Laver les mains puis remplir l'œillère avec une solution de rinçage adaptée.
- Pencher légèrement la tête et appliquer la coupelle contre l'orbite en gardant l'œil ouvert.
- Cligner doucement pour favoriser le rinçage et l'évacuation des impuretés.
- Vider puis rincer la coupelle et renouveler si nécessaire avec une solution propre.
- Nettoyer et sécher l'œillère après usage avant de la ranger à l'abri de la poussière.

### Précautions d'utilisation

- Usage externe uniquement.
- Ne pas partager l'œillère sans nettoyage préalable.
- N'utiliser que des solutions adaptées au lavage oculaire, comme le sérum physiologique.
- Ne pas frotter l'œil et consulter rapidement en cas de douleur, de gêne persistante ou de projection chimique.
- Ne remplace pas un dispositif lave-œil mural d'urgence sur site industriel. Conserver propre et sec, hors de portée des enfants.

## Un accessoire pratique pour le bain oculaire individuel

L'œillère de rinçage répond aux besoins des utilisateurs qui recherchent un accessoire simple pour guider le flux d'une solution de lavage et réaliser un rinçage oculaire plus précis. Son format compact et léger lui permet de trouver facilement sa place dans une trousse de secours, sur un poste de travail ou dans un kit de déplacement. Pour compléter cet usage, vous pouvez découvrir d'autres solutions de [sérum physiologique en dosettes](#).

Cet accessoire s'intègre naturellement dans les besoins liés à l'hygiène oculaire, au rinçage des poussières et aux gestes de premiers secours. Pour élargir votre sélection, retrouvez également d'autres produits dédiés aux [soins des yeux](#) sur Tamô.

### À quoi sert une œillère de rinçage ?

+ Elle sert à guider un lavage oculaire dirigé pour aider à évacuer poussières et impuretés. Sa forme permet de mieux canaliser la solution de rinçage autour de l'œil.

### Peut-on utiliser une œillère de rinçage avec du sérum physiologique ?

+ Oui, elle est compatible avec le sérum physiologique et avec les solutions de lavage oculaire usuelles. Il faut utiliser uniquement une solution adaptée au rinçage des yeux.

### L'œillère de rinçage est-elle réutilisable ?

+ Oui, elle peut être réutilisée après nettoyage et séchage soigneux. Il est recommandé de la conserver propre et sèche entre deux utilisations.



## ŒILLÈRE DE RINÇAGE

Référence : 9010

### **Cette œillère remplace-t-elle un lave-œil d'urgence mural ?**

+  
Non, elle ne remplace pas un dispositif lave-œil mural d'urgence sur site industriel. Elle constitue plutôt un accessoire pratique pour un bain oculaire individuel en déplacement ou en trousse de secours.