

## ŒILLÈRE DE RINCAGE

### Référence : 9010

#### Description :



- Permet un lavage oculaire dirigé pour aider à évacuer poussières et impuretés.
- Forme étudiée pour épouser le contour de l'œil et limiter les débordements.
- Utilisation intuitive en complément d'une solution de rinçage adaptée.
- Convient aux trousse de secours, postes de travail et déplacements.
- Réutilisable après nettoyage et séchage soigneux.

#### Caractéristiques techniques :

- **Type** : coupelle/bain oculaire individuel
- **Référence** : 9010
- **Compatibilité** : sérum physiologique, solutions de lavage oculaire usuelles
- **Format** : compact, léger, facile à ranger
- **Entretien** : nettoyage et séchage après usage

## Oeillère de rinçage 9010 : lavage oculaire simple et précis en premiers secours

Coupelle ergonomique pour guider un rinçage oculaire doux et maîtrisé, compatible avec les solutions de lavage usuelles et idéale en trousse d'intervention.

- **Format compact, prêt à l'emport**
- **Ergonomie paupière/contour de l'œil**
- **Prise en main stable**
- **Compatible sérum physiologique**
- **Réutilisable après nettoyage**

#### Mode d'emploi :

- Laver les mains. Remplir l'oeillère avec une solution de rinçage adaptée.
- Pencher légèrement la tête ; appliquer la coupelle contre l'orbite en gardant l'œil ouvert.
- Cligner doucement pour favoriser le rinçage et l'évacuation des impuretés.
- Vider, rincer la coupelle ; renouveler si nécessaire avec solution propre.
- Nettoyer et sécher l'oeillère après usage ; ranger à l'abri de la poussière.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

**04 93 19 20 23**

## ŒILLÈRE DE RINCAGE

### Référence : 9010

#### Précautions d'utilisation :

- Usage externe uniquement. Ne pas partager l'oeillère sans nettoyage préalable.
- N'utiliser que des solutions adaptées au lavage oculaire (ex. sérum physiologique).
- Ne pas frotter l'œil. En cas de douleur, gêne persistante ou projection chimique, consulter rapidement.
- Ne remplace pas un dispositif lave-œil mural d'urgence sur site industriel.
- Conserver propre et sec, hors de portée des enfants.

#### **Bain oculaire individuel pour déplacements**

Pratique et précise, l'**oeillère de rinçage** facilite le **lavage oculaire** dirigé avec une **solution adaptée**, en contexte domestique, professionnel ou en mobilité. Sa coupelle ergonomique aide à limiter les débordements et à guider le flux sur la zone à rincer, pour un geste simple et confortable.

Compacte et facilement nettoyable, elle complète utilement une **trousse de secours**, un **poste de travail** ou un **kit d'intervention**. Un accessoire essentiel pour vos besoins d'**hygiène oculaire** au quotidien.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : **04 93 19 20 23**

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502