

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SPENGLER BRAS CORAIL

Référence : 22047-C

Description :



- Permet l'auto-mesure de la tension artérielle au bras directement à domicile.
- Grand écran lisible affichant clairement pression systolique, diastolique et pouls.
- Fonctionnement entièrement automatique : un seul bouton pour lancer la mesure.
- Mémoire horodatée pour 2 utilisateurs afin de suivre l'évolution des valeurs.
- Indicateur tricolore basé sur les recommandations de l'OMS pour interpréter rapidement les résultats.

Caractéristiques techniques :

- **Technologie de mesure** : technologie Spengler avec détection des arythmies et indicateur de risque tricolore.
- **Brassard** : brassard adulte universel 22-42 cm (M/L) pour un ajustement confortable.
- **Mémoire** : 2 profils utilisateurs, 60 mesures horodatées chacun avec calcul de moyennes, dont la moyenne matinale.
- **Alimentation** : fonctionne avec 4 piles LR6 (AA) fournies, adaptateur secteur disponible en option.
- **Dimensions et poids** : appareil compact d'environ 0,358 kg, livré avec housse de transport pour le rangement.
- **Couleur** : Corail

Tensiomètre électronique Spengler bras M/L : un contrôle fiable de la tension à domicile

Tensiomètre électronique Spengler bras M/L permet l'auto-mesure simple et précise de la tension artérielle grâce à la technologie Spengler et au brassard universel adulte.

- **Mesure précise et fiable**
- **Indicateur tricolore OMS**
- **Détecteur d'arythmie intégré**
- **Mémoire 2 utilisateurs séparés**
- **Brassard universel 22-42 cm**

Mode d'emploi :

- Installez la personne en position assise, au calme, bras posé à hauteur du cœur.
- Placez le brassard nu autour du bras, 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, tuyau dirigé vers la main.



TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE SPENGLER BRAS CORAIL

Référence : 22047-C

- Appuyez sur le bouton de mise en marche et restez immobile pendant le gonflage et la mesure.
- Lisez les valeurs de pression systolique, diastolique et de pouls affichées sur l'écran.
- Laissez l'appareil enregistrer la mesure ou notez-la pour un suivi avec votre professionnel de santé.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser le tensiomètre sur un bras blessé, bandé ou porteur d'une perfusion.
- Évitez les mesures juste après un effort, un repas copieux ou la consommation de caféine ou de tabac.
- Ne modifiez jamais votre traitement sans avis médical, même en cas de valeurs inhabituelles.
- Conservez l'appareil et le brassard à l'abri de l'humidité, des chocs et des températures extrêmes.
- N'utilisez que des accessoires compatibles recommandés par le fabricant et remplacez les piles dès que nécessaire.

Un tensiomètre bras pour un suivi régulier

Le tensiomètre électronique Spengler bras M/L s'impose comme un allié fiable pour la surveillance quotidienne de la tension artérielle. Grâce à son brassard universel adulte, il convient à la plupart des morphologies et permet une auto-mesure confortable à domicile. Cet appareil de mesure de la tension artérielle simplifie le suivi de l'hypertension et complète idéalement une trousse de premiers secours, une armoire à pharmacie d'entreprise, un cabinet infirmier ou un établissement de soins.

Son indicateur tricolore inspiré des recommandations de l'OMS, son détecteur d'arythmie et sa mémoire 2 utilisateurs avec 60 mesures chacun offrent un suivi précis sur la durée. Ce tensiomètre bras adulte facilite le contrôle régulier de la pression artérielle, aide à repérer les variations et s'intègre parfaitement dans une démarche de prévention et de gestion de l'hypertension, à la maison comme en milieu professionnel.