

MASQUE AMBU AVEC BOURRELET NOURRISSON

Référence : 22350

Description :



- Masque facial anatomique conçu pour l'**oxygénation** et la **ventilation** des patients.
- Le **bourrelet souple gonflable** aide à obtenir une bonne étanchéité sur le visage.
- Dôme **crystal** transparent pour observer plus facilement l'état du patient pendant le geste.
- Appui-pouce intégré au dôme pour une prise plus stable lors du maintien du masque.
- Concept **usage unique / patient unique** pour limiter le risque de contamination croisée.

Caractéristiques techniques :

- **Taille** : Nourrisson (référence 000252052).
- **Utilisation** : Oxygénation et ventilation.
- **Bourrelet** : Souple, formé, **gonflable** (airfilled cuff).
- **Fixation** : **Anneau à crochets** fourni, amovible si non nécessaire.
- **Conditionnement** : Emballage unitaire, **non stérile**.

Composition

- Dôme : **PVC** (polyvinylchloride), matériau **sans phtalates**.
- Bourrelet : **PVC** (polyvinylchloride), matériau **sans phtalates**.
- Emballage unitaire : **PP** (polypropylène).

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **23 octobre 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !



MASQUE AMBU AVEC BOURRELET NOURRISSON

Référence : 22350

Masque AMBU avec bourrelet Nourrisson : Étanchéité rapide et observation facilitée

Un masque facial à usage unique conçu pour l'**oxygénation** et la **ventilation**, avec un **bourrelet souple gonflable** et un dôme transparent pour garder le contrôle pendant l'assistance respiratoire. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

- **Bourrelet gonflable étanche**
- **Dôme transparent de contrôle**
- **Appui-pouce pour la prise**
- **Anneau à crochets amovible**
- **Usage unique, risque réduit**

Mode d'emploi :

- Sélectionner la taille nourrisson et préparer le dispositif de ventilation / oxygénation selon votre protocole.
- Positionner le masque sur le nez et la bouche en utilisant l'**appui-pouce** pour stabiliser la prise.
- Assurer l'étanchéité grâce au **bourrelet gonflable** pour obtenir un bon joint sur le visage.
- Ventiler / oxygéner selon le protocole, en gardant un contrôle visuel via le **dôme transparent**.
- Si nécessaire, utiliser l'**anneau à crochets** (ou le retirer s'il n'est pas utile). :contentReference

Précautions d'utilisation :

- Masque **patient unique** : limite le risque de contamination croisée, ne pas réutiliser pour un autre patient.
- Produit **non stérile** : respecter les procédures et conditions d'utilisation de votre structure.
- Vérifier l'intégrité du dôme et du bourrelet avant utilisation (absence de déformation / détérioration visible).
- Après usage, éliminer selon les filières adaptées aux déchets de soins / consommables à usage unique.
- Suivre les recommandations d'utilisation du fabricant et les protocoles internes.

Un masque nourrisson à usage unique pour la ventilation et l'oxygénation

Le **masque AMBU avec bourrelet Nourrisson** est pensé pour les situations où la rapidité d'installation et la qualité du maintien comptent : le **bourrelet gonflable** aide à obtenir une étanchéité, tandis que le **dôme transparent** permet de garder un contrôle visuel pendant l'assistance respiratoire. L'**appui-pouce** améliore la prise et l'**anneau à crochets amovible** apporte une flexibilité supplémentaire selon vos habitudes de mise en place. Pour compléter votre équipement, retrouvez aussi nos solutions d'[hygiène et protection à usage unique](#).

Format patient unique, pratique pour une organisation fluide et une gestion plus simple des consommables.