

## MASQUE AMBU AVEC BOURRELET ENFANT

Référence : 22351

### Description :



- Masque anatomique adapté aux gestes d'**oxygénation** et de **ventilation** chez l'enfant.
- Le **bourrelet gonflable** aide à obtenir une bonne étanchéité lors de l'application.
- Dôme transparent pour mieux observer la zone bouche/nez et suivre l'état du patient pendant le geste.
- Appui-pouce intégré pour une prise plus stable et un maintien plus confortable.
- Concept **patient unique** pour limiter le risque de contamination croisée.

### Caractéristiques techniques :

- **Taille** : 1 (Enfant)
- **Utilisation** : Oxygénation et ventilation
- **Conception** : Dôme transparent + bourrelet souple gonflable
- **Fixation** : Anneau à crochets fourni, amovible
- **Poids** : 25 g

### Composition

- Dôme : PVC (matériau sans phtalates)
- Bourrelet : PVC (matériau sans phtalates)
- Emballage unitaire : PP (polypropylène)

## Masque AMBU avec bourrelet Enfant : Étanchéité rapide et contrôle visuel pendant la ventilation

Un masque facial à usage unique conçu pour l'**oxygénation** et la **ventilation**, avec un **bourrelet souple gonflable** pour faciliter l'étanchéité et un dôme transparent pour garder un contrôle visuel.

- **Bourrelet gonflable souple**
- **Dôme transparent "cristal"**
- **Appui-pouce pour la prise**
- **Anneau à crochets amovible**
- **Usage patient unique**



## MASQUE AMBU AVEC BOURRELET ENFANT

Référence : 22351

### Mode d'emploi :

- Sélectionner la taille enfant (T1) et préparer le dispositif de ventilation/oxygénation selon votre protocole.
- Positionner le masque sur le nez et la bouche, puis stabiliser la prise grâce à l'appui-pouce.
- Assurer l'étanchéité en ajustant le maintien via le **bourrelet gonflable**.
- Ventiler/oxygéner selon le protocole, en contrôlant visuellement via le dôme transparent.
- Si nécessaire, utiliser l'anneau à crochets (ou le retirer s'il n'est pas utile).

### Précautions d'utilisation :

- Usage **patient unique** : ne pas réutiliser pour un autre patient.
- Vérifier l'intégrité du dôme et du bourrelet avant utilisation (absence de détérioration visible).
- Utiliser uniquement par des personnes formées et selon les procédures de votre structure.
- Après usage, éliminer selon les filières adaptées aux consommables à usage unique.
- Conserver dans un endroit propre et sec avant utilisation.

## Un masque enfant pratique pour une assistance respiratoire plus fluide

Le **masque AMBU avec bourrelet Enfant** est conçu pour faciliter la mise en place lors des gestes de **ventilation** et d'**oxygénation**. Le bourrelet gonflable aide à obtenir une étanchéité, tandis que le dôme transparent permet de garder un contrôle visuel utile pendant l'assistance respiratoire. L'appui-pouce améliore la prise en main et l'anneau à crochets amovible apporte de la flexibilité selon vos habitudes de maintien. Pour compléter votre approvisionnement, retrouvez nos consommables d'[hygiène et protection à usage unique](#).