

MASQUE AMBU AVEC BOURRELET ADULTE

Référence : 22352

Description :



- Masque facial anatomique destiné à la **ventilation** et à l'**oxygénation** en situation de soins ou d'urgence.
- Le **bourrelet souple** aide à obtenir un joint efficace sur le visage, pour une ventilation plus stable.
- Dôme **transparent** permettant une observation plus facile (bouche/nez) sans interrompre le geste.
- **Appui-pouce** intégré pour améliorer la prise en main et le confort lors du maintien.
- Solution pratique pour gérer les consommables, avec un usage destiné à un **seul patient**.

Caractéristiques techniques :

- **Taille** : 6 (Adulte)
- **Utilisation** : Oxygénation et ventilation
- **Connecteur** : 22 mm (adapté aux tailles adulte)
- **Fixation** : Anneau à crochets fourni, amovible
- **Statut** : Non stérile

Composition

- Dôme et bourrelet : **PVC** (formulation **sans phtalates**).
- Conception **sans latex** pour une utilisation plus polyvalente selon les pratiques.

Masque AMBU avec bourrelet Adulte taille 6 : Étanchéité fiable et contrôle visuel pendant la ventilation

Conçu pour l'**oxygénation** et la **ventilation**, avec un **bourrelet souple** favorisant une bonne étanchéité et un **dôme transparent** pour surveiller facilement le patient pendant le geste.

- **Bourrelet souple étanche**
- **Dôme transparent de contrôle**
- **Appui-pouce intégré**
- **Anneau à crochets amovible**
- **Patient unique, hygiène facilitée**

MASQUE AMBU AVEC BOURRELET ADULTE

Référence : 22352

Mode d'emploi :

- Sortir le masque de son emballage et vérifier l'absence de défaut visible avant utilisation.
- Contrôler l'état du **bourrelet** et sa bonne tenue pour favoriser l'étanchéité.
- Positionner le masque sur le visage et maintenir un **joint étanche** (prise en main facilitée par l'appui-pouce).
- Ventiler/oxygéner selon votre protocole, en gardant le contrôle via le **dôme transparent**.
- Retirer l'anneau à crochets si non nécessaire, puis éliminer le dispositif selon les procédures de votre structure.

Précautions d'utilisation :

- Dispositif destiné à un **seul patient** : ne pas utiliser sur un autre patient.
- Utiliser uniquement par des personnes **formées** à la gestion des voies aériennes / assistance respiratoire.
- Ne pas utiliser si le masque est endommagé, souillé ou si l'étanchéité ne peut pas être obtenue.
- Éviter toute flamme ou source d'étincelles en présence d'oxygène.
- Ne pas stocker le masque déformé et respecter les conditions de conservation de l'emballage.

Un masque adulte taille 6 pensé pour une ventilation plus maîtrisée

Le **masque AMBU avec bourrelet Adulte taille 6** est une solution de choix quand vous recherchez un maintien sûr pendant la **ventilation** : son **bourrelet souple** aide à obtenir un joint efficace, et le **dôme transparent** permet de garder un contrôle visuel utile pendant l'assistance respiratoire. L'**appui-pouce** améliore la prise en main, tandis que l'anneau à crochets amovible apporte de la flexibilité selon vos habitudes. Pour compléter votre approvisionnement, retrouvez nos consommables d'[hygiène et protection à usage unique](#).