

COUSSIN POUR PLS

Référence : COUSSIN-PLS

Description :



- Permet de caler la tête d'une victime lors de la mise en **PLS**.
- Aide à garder la colonne vertébrale le plus droit possible pendant le calage.
- S'adapte aux patients **enfant** comme **adulte** grâce à ses **3 hauteurs**.
- Les 2 coussins assemblés facilitent l'ajustement selon la morphologie.
- Dispositif **repliable** pour un stockage plus compact.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions déplié** : 1 partie 20 x 20 x 4 cm + 1 partie 20 x 20 x 7 cm
- **Dimensions plié** : 20 x 20 x 11 cm
- **Couleur** : Bleu
- **Matière** : Enveloppe polyester enduite polyuréthane, garnissage mousse
- **Poids** : 260 g (0,26 kg)

Propriétés

- Revêtement avec **traitement antibactérien**, annoncé comme complètement décontaminable.
- Conception en **2 parties** pour ajuster le calage.
- **3 hauteurs** pour s'adapter à différentes morphologies.
- Format **repliable** pour limiter l'encombrement.
- Produit **non stérile** (information produit).

Coussin pour PLS : Calage rapide et maintien plus stable de la tête

Un coussin de calage prêt à l'emploi pour faciliter la **position latérale de sécurité**, avec 2 éléments assemblés et **3 hauteurs** afin de s'adapter à différentes morphologies, tout en gardant un encombrement réduit au stockage.

- **Calage tête en PLS**
- **3 hauteurs, multi-morphologies**
- **Repliable, faible encombrement**
- **Revêtement antibactérien**
- **Décontaminable facilement**

COUSSIN POUR PLS Référence : COUSSIN-PLS

Mode d'emploi :

- Mettre en place la victime en **position latérale de sécurité** selon votre protocole.
- Positionner le coussin pour caler la tête et stabiliser l'alignement.
- Ajuster la hauteur en utilisant l'assemblage des 2 parties (selon la morphologie).
- Après intervention, replier le dispositif pour un stockage compact.
- Décontaminer le revêtement selon vos procédures internes.

Précautions d'utilisation :

- Produit **non stérile** : utiliser selon les procédures d'hygiène de votre structure.
- Vérifier l'intégrité du revêtement avant usage (absence de déchirure ou détérioration).
- Décontaminer après usage pour limiter les risques de contamination croisée.
- Stocker replié, dans un endroit propre et sec.

Un calage PLS compact et prêt à l'emploi pour vos situations d'intervention

Le **coussin pour PLS** est une solution simple pour améliorer la stabilité du calage de tête lors d'une **position latérale de sécurité**. Grâce à ses **3 hauteurs** et sa conception en deux éléments, il s'adapte facilement aux différentes morphologies, tout en restant compact une fois replié. Son revêtement annoncé décontaminable avec traitement antibactérien facilite l'entretien et la remise en service.

Ajoutez ce coussin de calage PLS à votre commande pour disposer d'un accessoire prêt à l'emploi et facile à stocker.