

COMPRESSE BURNSHIELD 20X45CM

Référence : 240090

Description :



- Compresse hydrogel dédiée aux brûlures, disponible en plusieurs formats selon la zone (doigt, main/pied, visage).
- Hydrogel formulé pour un **refroidissement immédiat** de la zone brûlée.
- Aide à **limiter l'évolution** de la brûlure en surface et en profondeur.
- Maintient une **hydratation durable** et ne coule pas, pour rester plus longtemps en place.
- Présentée comme **antibactérienne naturelle**, non toxique et non irritante, utilisable chez l'enfant.

Caractéristiques techniques :

- **Modèles** : Doigt (5,5 x 50 cm) / 10 x 10 cm / 20 x 20 cm / 20 x 45 cm
- **Stérilité** : Stérile
- **Taux de stabilité** : -15°C à +95°C
- **Références** : 307009 / 307005 / 307004 / 307006

Composition

- Hydrogel composé de **96% d'eau gélifiée**
- **4% de Mélaleuca** (arbre à thé)

Compresse hydrogel Burnshield : Refroidissement immédiat et soulagement rapide

Une compresse conçue pour les **soins des brûlures**, avec un **refroidissement immédiat** et une action pensée pour limiter l'évolution de la brûlure, tout en protégeant la plaie et en maintenant une hydratation durable.

- **Refroidit instantanément**
- **Limite la progression**
- **Soulage la douleur**
- **Protège des infections**
- **Ne coule pas, tenue durable**



COMPRESSE BURNSHIELD 20X45CM Référence : 240090

Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet et sortir la compresse.
- Appliquer la compresse sur la brûlure.
- Maintenir par un **bandage non-absorbant**.

Précautions d'utilisation :

- Choisir la dimension adaptée à la zone à couvrir (doigt, main/pied, visage).
- Ne pas remplacer le suivi médical en cas de brûlure grave ou étendue.
- Conserver le produit dans son sachet jusqu'à utilisation.

Une compresse hydrogel stérile pour une prise en charge plus rapide des brûlures

La **compresse hydrogel Burnshield** est pensée pour une réponse immédiate : elle refroidit la zone, contribue à limiter la progression et apporte un soulagement rapide. Avec plusieurs formats (doigt, 10x10, 20x20, 20x45), vous choisissez la dimension la plus adaptée à la zone à traiter, tout en gardant une solution **stérile** facile à mobiliser en trousse ou en poste de soins.