

FLACON OCULAIRE 250 ML AU CHLORURE DE SODIUM 0,9 % Référence : 9015



Description

Le **flacon de rinçage oculaire saline 0,9 % de 250 ml** est conçu pour nettoyer rapidement l'œil après l'intrusion de poussières, de saletés, d'éclats ou d'autres petits corps étrangers.

Il contient une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % m/v conforme à la Pharmacopée européenne. Sa composition isotonique est adaptée à l'équilibre salin naturel du corps afin d'assurer un rinçage doux des yeux et de la peau.

L'**œillère de rinçage intégrée** facilite le positionnement du flacon autour de l'œil et aide à diriger la solution vers la zone concernée. Le conditionnement de 250 ml permet d'effectuer un lavage plus abondant qu'une unidose.

La solution peut également être utilisée pour nettoyer de petites plaies superficielles, telles que certaines éraflures ou coupures légères. Elle constitue ainsi un équipement polyvalent pour les trousse de secours, les ateliers et les environnements professionnels.

Caractéristiques techniques

- Contenance 250 ml
- Composition Chlorure de sodium à 0,9 % m/v Ph. Eur.
- Propriétés Solution saline isotonique stérile
- Format Flacon avec œillère de rinçage
- Usage principal Rinçage des yeux après intrusion de poussières ou corps étrangers
- Usage complémentaire Nettoyage de petites plaies superficielles
- Conditions d'utilisation Usage externe uniquement

Une solution saline stérile pour un rinçage doux et abondant

Une formule isotonique à 0,9 %

La concentration en chlorure de sodium est adaptée à l'équilibre salin naturel du corps afin de réaliser un **rinçage doux des yeux et de la peau**.

Une œillère intégrée au flacon

La coupelle ergonomique aide à positionner le flacon autour de l'œil et à diriger le flux de solution vers la zone à nettoyer.

FLACON OCULAIRE 250 ML AU CHLORURE DE SODIUM 0,9 %

Référence : 9015

Un volume adapté aux postes de travail

La contenance de 250 ml permet un rinçage plus abondant qu'une petite dosette et convient aux trousseaux professionnelles, aux ateliers et aux postes exposés aux poussières ou particules.

Rinçage oculaire saline 0,9 % 250 ml : évacuer rapidement poussières et corps étrangers

Ce **flacon de rinçage oculaire saline de 250 ml** contient une solution stérile et isotonique de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour nettoyer les yeux exposés aux poussières, saletés ou petits corps étrangers.

- Solution saline stérile à 0,9 %
- Flacon de 250 ml prêt à l'emploi
- Œillère de rinçage intégrée
- Formule isotonique douce
- Convient aussi aux petites plaies superficielles

Mode d'emploi

- Lavez-vous les mains lorsque les circonstances le permettent.
- Vérifiez que le flacon et son système de fermeture sont intacts.
- Ouvrez le dispositif conformément aux indications présentes sur le flacon.
- Inclinez légèrement la tête et placez l'œillère autour de l'œil concerné.
- Maintenez l'œil ouvert et pressez doucement le flacon afin de diriger la solution saline sur la zone à rincer.
- Poursuivez le lavage afin d'aider à évacuer les poussières, saletés ou petits corps étrangers.
- Pour une petite plaie superficielle, dirigez le flux sur la zone sans mettre l'embout en contact avec la peau.

Précautions d'utilisation

- Produit réservé à un usage externe.
- N'utilisez pas le flacon si son emballage, son bouchon ou son œillère sont endommagés.
- Ne mettez pas l'embout directement en contact avec l'œil ou la plaie.
- Ne frottez pas l'œil après l'intrusion d'un corps étranger.
- Cette solution saline assure un rinçage mécanique et ne neutralise pas les produits chimiques.
- En cas de projection chimique, appliquez immédiatement le protocole d'urgence prévu pour la substance concernée.
- Consultez rapidement en cas de douleur persistante, trouble de la vision, corps étranger incrusté ou lésion importante.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

FLACON OCULAIRE 250 ML AU CHLORURE DE SODIUM 0,9 % Référence : 9015

Équiper les postes exposés aux poussières et aux particules

Le flacon Detectaplast de 250 ml permet de disposer d'une **solution de lavage oculaire stérile à 0,9 %** à proximité des postes où des poussières, saletés, sciures ou petits éclats peuvent atteindre les yeux. Son œillère intégrée facilite un rinçage dirigé et son volume permet un lavage plus abondant qu'une simple dosette. Pour comparer les autres contenances et systèmes disponibles, consultez nos [douches oculaires et flacons de lavage des yeux](#).

La solution saline isotonique peut également servir au nettoyage de petites plaies superficielles, ce qui renforce son intérêt dans une trousse ou un poste de premiers soins. Pour compléter votre équipement avec des dosettes, sprays, œillères ou stations professionnelles, retrouvez également nos [solutions consacrées aux soins et au rinçage des yeux](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502