

FLACON OCULAIRE 500ML AU CHLORURE DE SODIUM 0,9 %

Référence : 9016



Description

Le **flacon de rinçage oculaire saline 0,9 % de 500 ml** est conçu pour nettoyer les yeux après l'intrusion de poussières, de saletés, d'éclats ou d'autres petits corps étrangers.

Il contient une solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 % m/v conforme à la Pharmacopée européenne. Sa composition isotonique est adaptée à la concentration saline naturelle du corps afin de permettre un rinçage doux des yeux et de la peau.

L'**œillère de rinçage intégrée** facilite le positionnement du flacon autour de l'œil et aide à diriger la solution vers la zone concernée. La contenance de 500 ml permet de disposer d'un volume important pour un rinçage oculaire abondant.

La solution peut également être utilisée pour nettoyer de petites plaies superficielles. Ce conditionnement convient aux trousse de secours professionnelles, aux ateliers, aux laboratoires et aux environnements exposés aux poussières ou particules.

Caractéristiques techniques

- Contenance 500 ml
- Composition Chlorure de sodium à 0,9 % m/v Ph. Eur.
- Propriétés Solution saline isotonique stérile
- Format Flacon avec œillère de rinçage
- Usage principal Rinçage des yeux après intrusion de poussières ou corps étrangers
- Usage complémentaire Nettoyage de petites plaies superficielles
- Conditions d'utilisation Usage externe uniquement

Une solution saline grand format pour un rinçage oculaire abondant

Une formule stérile et isotonique à 0,9 %

La concentration en chlorure de sodium est adaptée à l'équilibre salin naturel du corps afin d'effectuer un **rinçage doux des yeux et de la peau**.

Une œillère intégrée au flacon

L'œillère aide à positionner le flacon autour de l'œil et à diriger le flux de solution vers la zone à nettoyer.



FLACON OCULAIRE 500ML AU CHLORURE DE SODIUM 0,9 % Référence : 9016

Une contenance adaptée aux équipements professionnels

Le volume de 500 ml répond aux besoins des postes où un rinçage oculaire abondant doit rester rapidement accessible, notamment dans les ateliers et environnements industriels.

Rinçage oculaire saline 0,9 % 500 ml : un flacon grand format avec œillère

Ce **flacon de rinçage oculaire saline de 500 ml** contient une solution stérile et isotonique de chlorure de sodium à 0,9 %, prête à l'emploi pour évacuer les poussières, saletés et petits corps étrangers présents dans l'œil.

- Solution saline stérile à 0,9 %
- Grande contenance de 500 ml
- Œillère de rinçage intégrée
- Formule isotonique prête à l'emploi
- Utilisable sur les petites plaies superficielles

Mode d'emploi

- Vérifiez que le flacon, son bouchon et son œillère sont intacts.
- Ouvrez le dispositif conformément aux indications présentes sur le conditionnement.
- Inclinez légèrement la tête et placez l'œillère autour de l'œil concerné.
- Maintenez l'œil ouvert pendant le lavage.
- Pressez progressivement le flacon afin de diriger la solution saline vers l'œil.
- Poursuivez le rinçage pour aider à évacuer les poussières, saletés ou petits corps étrangers.
- Pour une petite plaie superficielle, dirigez le flux sur la zone sans mettre l'embout en contact avec la peau.

Précautions d'utilisation

- Produit réservé à un usage externe.
- N'utilisez pas le dispositif si son emballage ou son système de fermeture est endommagé.
- Évitez tout contact direct de l'embout avec l'œil ou la plaie.
- Ne frottez pas l'œil après l'intrusion d'un corps étranger.
- Cette solution saline assure un rinçage mécanique et ne neutralise pas les produits chimiques.
- En cas de projection chimique, appliquez immédiatement le protocole adapté à la substance concernée.
- Consultez rapidement en cas de douleur persistante, trouble visuel, corps étranger incrusté ou lésion importante.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

FLACON OCULAIRE 500ML AU CHLORURE DE SODIUM 0,9 % Référence : 9016

Installer un flacon grand format sur les postes exposés aux particules

Le flacon Detectaplast de 500 ml permet de conserver une **solution de lavage oculaire stérile à 0,9 %** à proximité des postes exposés aux poussières, saletés, sciures ou petits éclats. Son œillère intégrée facilite un rinçage dirigé, tandis que sa contenance convient aux environnements recherchant un volume de lavage important. Pour comparer les autres formats et systèmes disponibles, consultez nos [douches oculaires et flacons de lavage des yeux](#).

La solution saline isotonique peut également servir au nettoyage de petites plaies superficielles. Pour compléter l'équipement avec des dosettes, sprays, stations murales ou solutions destinées à d'autres risques oculaires, retrouvez également nos [produits consacrés aux soins et au rinçage des yeux](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS Antibes 2022B00815 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502