

## ÉTHYLOTEST JEUNE CONDUCTEUR TURDUS 0.2G/L Référence : 16095-TURDUS

### Description :

- Éthylotest chimique à usage unique pour un dépistage visuel avant de prendre la route.
- Lecture simple par changement de couleur en quelques minutes.
- Seuil indicatif adapté aux jeunes conducteurs et aux conducteurs soumis à seuil réduit.
- Format compact pour boîte à gants, [trousse véhicule et déplacements](#).
- Support pédagogique pour sensibiliser et favoriser une décision sûre.



### Caractéristiques techniques :

- **Type** : éthylotest chimique, lecture colorimétrique.
- **Seuil indicatif** : 0,2 g/L.
- **Utilisation** : dépistage préventif non juridique.
- **Conditionnement** : unité sous sachet (usage unique).
- **Stockage** : à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

## Éthylotest jeune conducteur Turdus 0,2 g/L : dépistage indicatif avant de conduire

L'éthylotest jeune conducteur turdus 0,2 g/l est un test chimique à lecture colorimétrique conçu pour un repérage simple au seuil 0,2 g/L, idéal pour les jeunes conducteurs et conducteurs soumis à seuil réduit.

- **Seuil 0,2 g/L indicatif**
- **Lecture colorimétrique rapide**
- **Usage unique et format poche**
- **Simple à utiliser**
- **Prévention responsable**

### Mode d'emploi :

- Attendez au moins 15 minutes après la dernière boisson, bain de bouche ou bonbon mentholé.
- Ouvrez le sachet et préparez l'embout selon le schéma fourni.
- Soufflez de façon continue selon les instructions jusqu'à la fin du test.
- Laissez réagir le réactif puis lisez la couleur indiquée.
- Interprétez le résultat avec l'échelle fournie et jetez l'éthylotest après usage.



## ÉTHYLOTEST JEUNE CONDUCTEUR TURDUS 0.2G/L Référence : 16095-TURDUS

### Précautions d'utilisation :

- Considérez le résultat comme indicatif et privilégiez une alternative à la conduite en cas de doute.
- N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé ou si la date est dépassée.
- Conservez au sec et à température modérée, à l'abri du soleil et du gel.
- Tenez hors de portée des enfants et ne démontez pas le dispositif.
- Ne conduisez pas si le test est défavorable ou si vous ne vous sentez pas apte.

### Prévention au volant pour seuil réduit et conduite responsable

Conçu pour un repérage simple, l'**éthylotest jeune conducteur Turdus 0,2 g/L** aide à évaluer votre situation avant de prendre la route et à adopter une conduite responsable.

Son format compact et sa lecture colorimétrique rapide en font un indispensable des kits véhicule, événements et campagnes de sensibilisation.