

## ÉTHYLOTEST JEUNE CONDUCTEUR TURDUS 0.2G/L

Référence : 16095-TURDUS

### Description :



- Éthylotest chimique à usage unique pour un dépistage visuel avant de prendre la route.
- Lecture simple par changement de couleur en quelques minutes.
- Seuil indicatif adapté aux jeunes conducteurs et aux conducteurs soumis à seuil réduit.
- Format compact pour boîte à gants, [trousse véhicule et déplacements](#).
- Support pédagogique pour sensibiliser et favoriser une décision sûre.

### Caractéristiques techniques :

- **Type** : éthylotest chimique, lecture colorimétrique.
- **Seuil indicatif** : 0,2 g/L.
- **Utilisation** : dépistage préventif non juridique.
- **Conditionnement** : unité sous sachet (usage unique).
- **Stockage** : à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

## Éthylotest jeune conducteur Turdus 0,2 g/L : dépistage indicatif avant de conduire

L'éthylotest jeune conducteur turdus 0,2 g/l est un test chimique à lecture colorimétrique conçu pour un repérage simple au seuil 0,2 g/L, idéal pour les jeunes conducteurs et conducteurs soumis à seuil réduit.

- **Seuil 0,2 g/L indicatif**
- **Lecture colorimétrique rapide**
- **Usage unique et format poche**
- **Simple à utiliser**
- **Prévention responsable**

### Mode d'emploi :

- Attendez au moins 15 minutes après la dernière boisson, bain de bouche ou bonbon mentholé.
- Ouvrez le sachet et préparez l'embout selon le schéma fourni.
- Soufflez de façon continue selon les instructions jusqu'à la fin du test.
- Laissez réagir le réactif puis lisez la couleur indiquée.
- Interprétez le résultat avec l'échelle fournie et jetez l'éthylotest après usage.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## ÉTHYLOTEST JEUNE CONDUCTEUR TURDUS 0.2G/L

Référence : 16095-TURDUS

### Précautions d'utilisation :

- Considérez le résultat comme indicatif et privilégiez une alternative à la conduite en cas de doute.
- N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé ou si la date est dépassée.
- Conservez au sec et à température modérée, à l'abri du soleil et du gel.
- Tenez hors de portée des enfants et ne démontez pas le dispositif.
- Ne conduisez pas si le test est défavorable ou si vous ne vous sentez pas apte.

### Prévention au volant pour seuil réduit et conduite responsable

Conçu pour un repérage simple, l'**éthylotest jeune conducteur Turdus 0,2 g/L** aide à évaluer votre situation avant de prendre la route et à adopter une conduite responsable.

Son format compact et sa lecture colorimétrique rapide en font un indispensable des kits véhicule, événements et campagnes de sensibilisation.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502