

COTON HYDROPHILE CHIRURGICAL PLIÉ 20G

Référence : 5001



Description :

- **Coton hydrophile chirurgical** pour prélever facilement la quantité souhaitée sans gaspillage.
- Matière **douce et très absorbante**, conçue pour la toilette de la peau, le démaquillage, le nettoyage de zones à soigner ou le séchage délicat.
- Utilisable comme **support absorbant en pansement** sous une bande ou un bandage pour renforcer l'absorption des exsudats légers.
- Conditionnement 20 g compact, facile à glisser dans une trousse de secours, un chariot de soins ou une valise d'infirmier.
- Coton non stérile, à réserver aux soins d'**hygiène cutanée** et aux pansements hors plaies ouvertes nécessitant une couverture stérile.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : coton hydrophile non stérile pour hygiène et pansements.
- **Poids** : sachet de coton hydrophile 20 g.
- **Propriétés** : coton doux, très absorbant, sans latex, destiné à un usage de courte durée.
- **Présentation** : coton en nappe pliée, facilement sécable à la main ou aux ciseaux.
- **Utilisation** : hygiène de la peau, démaquillage, soins autour des plaies, support absorbant sous pansement.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 décembre 2026**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Coton hydrophile chirurgical plié 20 g : réserve de coton douce et très absorbante

Coton non stérile, **doux et très absorbant**, prêt à l'emploi pour l'hygiène cutanée et comme support absorbant en



COTON HYDROPHILE CHIRURGICAL PLIÉ 20G

Référence : 5001

pansement, idéal en armoire à pharmacie ou trousse de soins.

- **Coton doux très absorbant**
- **Découpe facile à la main**
- **Idéal hygiène et pansements**
- **Format compact 20 g**

Mode d'emploi :

- Prélever la quantité souhaitée de **coton hydrophile** avec des mains propres ou l'aide d'une pince.
- Utiliser le coton pour nettoyer délicatement la peau, appliquer une solution antiseptique ou sécher une zone à soigner.
- En pansement, disposer le coton comme **support absorbant** sous une compresse ou une bande, selon le protocole de soin.
- Adapter l'épaisseur du coton en superposant plusieurs plis si une capacité d'absorption plus importante est nécessaire.
- Jeter le coton utilisé dans un collecteur adapté puis se laver les mains après le soin.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur des plaies ouvertes sans couverture stérile appropriée.
- Réserver l'usage à l'**usage externe** uniquement ; ne pas ingérer ni utiliser sur les muqueuses.
- Éviter de réutiliser un coton déjà employé afin de limiter les risques de contamination croisée.
- Conserver le sachet fermé dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Tenir hors de portée des enfants et respecter les protocoles de gestion des déchets de soin.

Un coton hydrophile polyvalent pour hygiène et pansements

Le **coton hydrophile chirurgical plié 20 g** est un indispensable des **armoires à pharmacie**, chariots de soins et **trousses de premiers secours**. Grâce à son pliage pratique, il se découpe facilement pour s'adapter à tous les gestes d'**hygiène cutanée** : nettoyage du visage, toilette localisée, démaquillage ou préparation d'une zone avant pansement. Sa structure douce et hautement absorbante en fait un support idéal pour appliquer des solutions antiseptiques ou sécher délicatement la peau.

Utilisé comme **support absorbant en pansement**, ce coton hydrophile renforce la capacité d'absorption d'une compresse et améliore le confort du patient. Son format 20 g permet de disposer d'une réserve de coton compacte, facile à stocker dans les kits d'intervention, en cabinets médicaux, établissements de soins, structures d'hébergement ou à domicile.