

## BANDE DE GAZE EXTENSIBLE 3M X 5CM

Référence : 6002

### Description :



- Bande de **gaze extensible** conçue pour **fixer les compresses** et protéger le pansement.
- Texture **aérée** favorisant l'évacuation de l'humidité et le confort cutané.
- **Pose rapide** : se découpe aisément à la longueur souhaitée.
- Convient aux soins courants en **domicile, école, entreprise** et collectivités.
- Faible épaisseur pour un **maintien discret** sous les vêtements.

### Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 3 m × 5 cm
- **Type** : bande de gaze **extensible** (contention légère / maintien)
- **Couleur** : blanche
- **Usage** : maintien de compresses / pansements, enroulement de protection
- **Conditionnement** : unité (selon présentation de la fiche produit)

## Bande de gaze extensible 3 m x 5 cm : maintien respirant et pose rapide

**Bande de gaze extensible 3 m × 5 cm** : la bande légère et aérée qui facilite le **maintien des compresses** et pansements, avec une **élasticité de confort** pour une pose rapide et sûre au quotidien.

- **Extensible pour un maintien ajusté**
- **Gaze aérée : laisse respirer la peau**
- **Découpable facilement, sans effort**
- **Confort au port, faible épaisseur**
- **Format 3 m × 5 cm polyvalent**

## Bande de maintien légère pour pansements et soins courants

Polyvalente et confortable, la **bande de gaze extensible 3 m × 5 cm** assure une **tenue fiable** des compresses sans surépaisseur. Sa structure aérée limite la macération tout en offrant une **élasticité de confort** pour s'adapter aux zones mobiles (poignet, avant-bras, cheville).

Idéale en **premiers secours** comme en soins de routine, elle se découpe à la demande et se positionne rapidement pour sécuriser le pansement au quotidien.



## BANDE DE GAZE EXTENSIBLE 3M X 5CM Référence : 6002

### Mode d'emploi :

- Positionner la **compresse** sur la zone à protéger.
- Commencer l'enroulement avec un tour **sans tension** pour stabiliser.
- **Chevaucher** chaque tour d'environ 1/2 à 2/3 de la largeur.
- Ajuster la **tension** selon le maintien souhaité (contention légère).
- Découper à la longueur voulue et fixer l'extrémité (agrafe/adhésif si besoin).

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements, refroidissement : desserrer/retirer).
- Changer la bande si elle est **humide** ou **souillée**.
- Surveiller la zone bandée, surtout sur les articulations ou chez les personnes fragiles.
- Usage externe uniquement ; tenir hors de portée des enfants.