

60 ALAISES USAGE UNIQUE 60 CM X 60 CM Référence : 5044



Description :

- Alaises à usage unique 60 x 60 cm conçues pour assurer confort et protection lors des soins d'hygiène et de l'incontinence.
- Cœur absorbant en fibres longues de pulpe de cellulose vierge pour une meilleure capacité d'absorption des liquides.
- Canaux en relief dessinés en losange pour une dispersion rapide du liquide et une bonne tenue du matelas absorbant.
- Voile de non-tissé en surface pour une sensation douce au contact de la peau et un confort accru pour la personne.
- Idéales pour protéger la literie, les fauteuils, tables d'examen ou brancards dans les établissements de soins, à domicile ou en collectivité.

Caractéristiques techniques :

- **Format** : alaises usage unique 60 cm x 60 cm.
- **Cœur absorbant** : fibres longues de pulpe de cellulose vierge à haute capacité d'absorption.
- **Structure** : canaux en relief en forme de losange pour une bonne répartition des liquides et une solidité renforcée.
- **Face supérieure** : voile de non-tissé pour optimiser la douceur et le confort.
- **Face inférieure** : polyéthylène au dos avec bords collés pour une protection efficace contre les fuites.

60 alaises usage unique 60 cm x 60 cm : confort et protection renforcés

Aident à protéger efficacement la literie, les fauteuils et plans d'examen grâce à un cœur très absorbant en pulpe de cellulose vierge, un voile de non-tissé doux et un dos polyéthylène étanche qui bloque les fuites.

- **Absorption élevée 60 x 60**
- **Cœur cellulose vierge**
- **Dos polyéthylène étanche**
- **Surface douce non-tissé**
- **Protection lit et fauteuils**

Mode d'emploi :

- Déplier délicatement l'alaise usage unique 60 x 60 cm en veillant à ne pas déchirer le matelas absorbant.
- Placer l'alaise sur la surface à protéger (lit, fauteuil, table d'examen) côté polyéthylène vers le bas et côté non-tissé vers le haut.
- Positionner la personne de façon que la zone la plus exposée aux fuites se trouve au centre de l'alaise.



60 ALAISES USAGE UNIQUE 60 CM X 60 CM Référence : 5044

- Remplacer l'alaise dès qu'elle est saturée ou souillée pour maintenir le confort et l'hygiène de la personne.
- Après usage, jeter l'alaise dans un collecteur adapté, puis nettoyer si nécessaire la surface de support conformément aux protocoles d'hygiène en vigueur.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser ces alaises uniquement en usage unique ; ne jamais tenter de les laver ou de les réutiliser.
- Vérifier que la face polyéthylène est bien orientée vers le support afin d'éviter tout risque de fuite.
- Contrôler régulièrement le niveau de saturation de l'alaise et la changer dès que nécessaire pour préserver le confort cutané.
- Conserver les paquets d'alaises dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière avant utilisation.
- Éliminer les alaises souillées selon les procédures en vigueur dans l'établissement (déchets assimilés aux ordures ménagères ou DASRI selon contexte d'utilisation).

Des alaises jetables absorbantes pour protéger literie et fauteuils

Les **60 alaises usage unique 60 cm x 60 cm** sont spécialement conçues pour répondre aux besoins de **protection de la literie et des fauteuils** en cas d'incontinence, de soins d'hygiène ou d'examens médicaux. Grâce à leur **cœur absorbant en pulpe de cellulose vierge** et à leurs **canaux en relief en losange**, elles assurent une **absorption rapide et homogène des liquides** tout en renforçant la solidité du matelas. Le voile de non-tissé en surface offre une **douceur appréciable pour la peau**, pour un meilleur confort au quotidien.

Le **dos en polyéthylène avec bords collés** forme une barrière efficace contre les fuites, ce qui fait de ces **alaises jetables** un choix idéal pour les **établissements de santé, EHPAD, services à domicile, collectivités et structures médico-sociales**. Conditionnées en **paquet de 60**, elles permettent de disposer d'une réserve pratique pour la gestion des soins courants et la protection des supports textiles.