

## FLACON LAVE-OEIL 500ML PLUM

Référence : 24041



### Description :

- Élimine rapidement impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles, huiles et solvants.
- Œillère ergonomique assurant un flux de rinçage efficace et ciblé.
- Flacon prêt à l'emploi, manipulation intuitive en situation d'urgence.
- Compatible avec les besoins de premiers secours en milieux professionnels.
- Format 500 ml pour un rinçage continu d'environ 5 minutes.

### Caractéristiques techniques :

- **Solution** : chlorure de sodium stérile 0,9 % (similaire au liquide lacrymal).
- **Contenance** : 500 ml (rinçage ~5 min).
- **Conception** : flacon à ouverture facile avec œillère ergonomique.
- **Usage** : rinçage d'urgence de l'œil en cas de corps étrangers/contaminants.
- **Marque** : PLUM (gamme lave-œil et recharges).

## Flacon lave-œil 500 ml plum : rinçage oculaire rapide et efficace

**Flacon lave-œil 500 ml PLUM** : solution stérile à 0,9 % NaCl avec œillère ergonomique pour un flux précis, pensée pour éliminer poussières, copeaux, limailles, huiles et solvants en quelques minutes.

- **Solution stérile NaCl 0,9 %**
- **Œillère ergonomique dédiée**
- **Ouverture/usage faciles**
- **Rinçage continu ~5 minutes**
- **Idéal ateliers & chantiers**

### Mode d'emploi :

- Ouvrir le flacon, placer l'œillère sur l'œil atteint et basculer la tête vers l'arrière.
- Presser pour lancer un **rinçage continu** pendant ~5 minutes ou jusqu'à intervention d'un professionnel.
- Maintenir l'œil ouvert ; cligner régulièrement pour favoriser l'évacuation des particules.
- En cas de contact chimique, poursuivre le rinçage selon protocole interne et consulter rapidement.
- Remplacer le flacon utilisé afin de garder une dotation opérationnelle.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,  
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

## FLACON LAVE-OEIL 500ML PLUM

Référence : 24041

### Précautions d'utilisation :

- Usage oculaire uniquement ; ne pas utiliser si le scellé est endommagé.
- Stocker dans un endroit propre, accessible et identifié.
- Pour acides/bases, l'usage d'une solution tampon pH neutre peut être indiqué *en première intention*, puis rincer au NaCl 0,9 %.
- Consulter un professionnel de santé après toute exposition à un produit chimique.

### Rinçage oculaire immédiat pour ateliers, chantiers et postes de travail

Le **flacon lave-œil 500 ml PLUM** apporte une réponse simple et rapide aux projections de **poussières, copeaux, limailles, huiles et solvants**, grâce à une solution stérile **NaCl 0,9 %** et à une **œillère ergonomique** pour diriger le flux. Le volume 500 ml permet un **rinçage continu d'environ 5 minutes** pour un premier geste efficace.

Compact et prêt à l'emploi, il complète les **stations lave-œil** et les **troussets d'urgence**, et s'intègre facilement aux procédures de **premiers secours** sur site.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : [contact@tamo.fr](mailto:contact@tamo.fr) Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502