

POMPE À VENIN

Référence : 12004

Description :



- Système simple à double chambre avec blocage de piston pour créer une dépression locale.
- Permet une aspiration rapide sur la zone de piqûre ou morsure selon le protocole recommandé.
- 4 embouts de tailles différentes pour s'adapter aux reliefs cutanés.
- Format compact et léger adapté aux sorties nature, trousse de secours et secours en mobilité.
- Manipulation intuitive pour une mise en œuvre immédiate sur le terrain.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 12004.
- **Fonction** : aspiration manuelle par piston (dépression).
- **Embouts** : 4 tailles interchangeables.
- **Dimensions** : 12,5 x 8 x 3,5 cm.
- **Poids** : très léger, transport facile en rando.
- **Positionnement** : premiers secours terrain, complément à l'évaluation médicale.

Pompe à venin : aspiration rapide après piqûre ou morsure

Mini-pompe d'aspiration à double chambre conçue pour agir immédiatement après une piqûre ou une morsure et favoriser une prise en charge plus sereine en attendant l'évaluation médicale.

- **Utilisation immédiate terrain.**
- **4 embouts pour zones variées.**
- **Dépression par piston sécurisé.**
- **Compacte et ultra légère.**
- **Idéale trousse rando et outdoor.**

Secours en extérieur : geste rapide et format prêt à emporter

Pensée pour la randonnée, le camping et les activités outdoor, la pompe à venin offre un geste simple d'aspiration locale immédiatement après la piqûre ou morsure. Son format compact, ses embouts multiples et son usage intuitif en font un indispensable des [trousses nature](#).

Ce dispositif de premiers secours n'élimine pas la nécessité d'une évaluation médicale. Il s'intègre à vos protocoles de sécurité et de prévention en attendant une prise en charge adaptée.



POMPE À VENIN

Référence : 12004

Mode d'emploi :

- Agissez le plus tôt possible après la piqûre ou la morsure.
- Choisissez l'embout adapté et placez-le au centre de la zone.
- Tirez le piston pour créer la dépression et maintenez selon le schéma fourni.
- Relâchez, repositionnez si besoin, puis nettoyez la peau et surveillez l'état général.
- Contactez un professionnel de santé si tout signe d'alerte apparaît ou en cas de doute.

Précautions d'utilisation :

- N'appliquez pas sur muqueuses, yeux, plaies profondes ou zones infectées.
- Ne pratiquez pas d'incision, de succion orale ni de garrot.
- Ne remplace pas un avis médical, notamment chez l'enfant, la femme enceinte ou en cas d'antécédents allergiques.
- Arrêtez l'utilisation en cas de douleur importante, d'irritation cutanée ou de malaise.
- Nettoyez les embouts après usage selon votre protocole d'hygiène et conservez le dispositif au sec.