

SACHET DE 20 BANDES DE GAZE ASSORTIES

Référence : 11023



Description :

- Assortiment de **bandes de gaze** pour la **fixation** de compresses et la **protection** de pansements.
- Convient aux soins courants : doigts, main, poignet, avant-bras, cheville, genou.
- Textile **respirant** et souple pour un port **confortable** sous les vêtements.
- Rouleaux à dérouler rapidement pour une **pose propre** et efficace.
- Idéal pour **infirmeries**, entreprises, écoles, clubs sportifs et troussees nomades.

Caractéristiques techniques :

- **Contenu** : sachet de **20** bandes de gaze
- **Longueur** : 4 m à 5 m selon références
- **Largeurs** : *assorties* (ex. 4/6/8/10 cm) pour s'adapter aux zones
- **Matière** : gaze **aérée** (textile léger, bonne respirabilité)
- **Fonctions** : fixation, protection de pansements, maintien léger

Sachet de 20 bandes de gaze assorties : réassort prêt à l'emploi pour tous vos bandages

Sachet de 20 bandes de gaze assorties : un pack **polyvalent** de largeurs variées pour **fixer des compresses**, protéger les pansements et réaliser un maintien léger sur toutes les zones, idéal pour **troussees de secours** et infirmeries.

- **20 rouleaux prêts à poser**
- **Largeurs variées, multi-zones**
- **Gaze aérée, confortable**
- **Pose rapide, tenue fiable**
- **Format économique de réassort**

Pack de bandes de gaze multi-tailles pour fixation de pansements

Le **sachet de 20 bandes de gaze assorties** couvre la majorité des **gestes de bandage** en soins courants : tenir une **compresse**, envelopper une zone sensibilisée ou compléter un pansement. La diversité de largeurs permet un **ajustement précis** sur chaque segment (doigts, articulations, zones étendues) tout en garantissant un **confort respirant**.



SACHET DE 20 BANDES DE GAZE ASSORTIES

Référence : 11023

Mode d'emploi :

- Choisir la **largeur** adaptée à la zone.
- Démarrer par 1 tour **sans tension** pour ancrer la bande.
- **Chevaucher** chaque tour d'environ 1/2 à 2/3 de la largeur.
- Ajuster la **tension** pour un maintien léger et confortable.
- Fixer l'extrémité (adhésif/agrafe) et vérifier la bonne circulation.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Éviter une **compression excessive** (douleur, fourmillements = desserrer).
- Renouveler si la bande est **humide** ou **souillée**.
- Surveiller la peau (irritation, rougeur) surtout sur zones mobiles.
- Usage externe ; tenir hors de portée des enfants.