

PILE LITHIUM 9 VOLTS

Référence : 29007

Description :



- Pile lithium 9V conçue spécialement pour les défibrillateurs Lifeline Defibtech.
- Permet au défibrillateur de s'autocontrôler quotidiennement, indépendamment du bloc batterie principale.
- Alimente l'indicateur d'état opérationnel pour signaler visuellement le bon fonctionnement du DAE.
- Durée de vie indicative d'un an lorsque la pile est installée dans le défibrillateur.
- Solution simple, économique et rapide à remplacer pour maintenir un DAE toujours sous surveillance.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : pile 9V lithium pour défibrillateurs Lifeline.
- **Technologie** : lithium 1200 mAh 6AM6.
- **Durée de vie** : environ 1 an dans le défibrillateur en service.
- **Compatibilité** : défibrillateurs DEA-DSA Lifeline Defibtech (opérationnels).
- **Type d'usage** : jetable, recyclable, non rechargeable, livrée à l'unité (réf. DAC-410).

Pile 9V défibrillateurs Lifeline : énergie dédiée aux auto-tests du DAE

Assurez le bon fonctionnement de l'indicateur d'état et des auto-tests de votre défibrillateur Lifeline grâce à une pile lithium 9V dédiée, simple à remplacer et efficace pendant un an.

- **Pile lithium 9V dédiée**
- **Alimente les auto-tests**
- **Durée de vie 1 an**
- **Jetable et recyclable**
- **Compatible DEA-DSA Lifeline**

Mode d'emploi :

- Vérifier au moins une fois par an la date de mise en service de la pile 9V et l'état de l'indicateur du défibrillateur.
- Éteindre le défibrillateur Lifeline et ouvrir le compartiment batterie principal selon la notice d'utilisation.
- Retirer délicatement l'ancienne pile 9V insérée dans le bloc batterie, puis insérer la nouvelle pile en respectant la polarité.
- Refermer le bloc batterie, remettre celui-ci en place dans le défibrillateur et allumer l'appareil.
- Contrôler que l'indicateur d'état repasse au vert, signe que les auto-tests et la pile 9V fonctionnent correctement.



PILE LITHIUM 9 VOLTS

Référence : 29007

Précautions d'utilisation :

- Utiliser uniquement une pile 9V lithium compatible recommandée pour les défibrillateurs Lifeline.
- Ne jamais tenter de recharger la pile 9V : il s'agit d'un modèle jetable et non rechargeable.
- Ne pas ouvrir, percer ou exposer la pile à des chocs violents, à l'eau ou à des sources de chaleur importante.
- Remplacer la pile dès que la durée d'un an est atteinte ou en cas d'alerte de contrôle ou d'anomalie sur l'indicateur.
- Éliminer les piles usagées dans une filière de recyclage adaptée aux piles et batteries, conformément à la réglementation.

Une pile 9V Lifeline essentielle à la maintenance de votre DAE

La **pile 9V défibrillateurs Lifeline** joue un rôle clé dans la maintenance de votre **défibrillateur automatisé externe**. En alimentant l'indicateur d'état et les auto-tests quotidiens, cette pile lithium 9V garantit une surveillance continue du DAE, indépendamment du bloc batterie principale. Remplacée chaque année, elle contribue à garder votre équipement conforme aux bonnes pratiques de **maintenance défibrillateur** et à assurer un niveau de disponibilité optimal en cas d'**arrêt cardiaque soudain**.

Adaptée aux **défibrillateurs Lifeline DEA-DSA**, cette pile de rechange s'adresse aux **entreprises, collectivités, établissements scolaires, sites industriels et structures sportives** soucieux de leur **sécurité cardiaque**. Intégrée à votre stratégie de gestion des **consommables DAE** (batteries, électrodes, pile 9V), elle vous aide à maintenir un défibrillateur opérationnel et à améliorer la prise en charge des urgences dans vos locaux.