

## CONTAINER À DÉCHETS EN CARTON 50 LITRES

Référence : 16033-50



### Description :

- Emballage carton homologué DASRI pour la collecte des déchets mous contaminés en milieu médical.
- Extérieur kraft pur conçu pour résister à l'humidité et aux contraintes de manutention.
- Sac intérieur étanche contrecollé sur toute la périphérie pour limiter les fuites et souillures.
- Fond automatique dépliant permettant un montage rapide et sécurisé du container.
- Poignées extérieures pliables et stockage à plat pour optimiser l'espace en réserve ou en pharmacie.

### Caractéristiques techniques :

- **Usage recommandé** : collecte de déchets contaminés mous (pansements, compresses, coton...)
- **Structure extérieure** : carton kraft pur résistant à l'humidité pour une meilleure tenue.
- **Sac intérieur** : sac étanche contrecollé sur toute la périphérie, épaisseur env. 80 µ.
- **Capacité / charge utile** : volume de 50 litres, charge utile maximale d'environ 7 kg.
- **Praticité** : fonds déployables automatiques, rabats et pattes de fermeture définitive, poignées pliables.

## Container à déchets en carton 50 litres : collecte sécurisée des déchets contaminés

**Container à déchets en carton 50 litres** homologué DASRI, spécialement conçu pour la collecte des déchets mous contaminés (pansements, compresses, coton...) en milieu médical, avec extérieur kraft résistant et sac étanche intégré.

- **Homologué DASRI déchets mous**
- **Extérieur kraft résistant**
- **Sac étanche 80 µ intégré**
- **Fond automatique dépliant**
- **Poignées pliables, stockage plat**

### Mode d'emploi :

- Sortir le container à déchets en carton 50 litres de son emballage et le déplier.
- Mettre en forme le fond automatique jusqu'au verrouillage complet pour assurer la stabilité.
- Vérifier que le sac étanche intérieur est correctement plaqué sur les parois et au fond du container.



## CONTAINER À DÉCHETS EN CARTON 50 LITRES

Référence : 16033-50

- Positionner le container à proximité du poste de soins pour collecter pansements, compresses et déchets mous.
- Une fois le niveau de remplissage atteint, rabattre les pattes de fermeture définitive avant d'évacuer le container.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas dépasser la capacité de 50 litres ni la charge utile d'environ 7 kg afin de préserver l'intégrité du container.
- Réserver cet emballage aux déchets mous contaminés et suivre le circuit d'élimination DASRI en vigueur.
- Placer le container à l'abri des sources de chaleur, de flammes et de projections liquides importantes.
- Veiller à bien fermer les rabats et les pattes de verrouillage avant toute manipulation ou transport.
- Respecter les consignes internes de gestion des déchets et les recommandations réglementaires locales.

### Une solution DASRI en carton pour les déchets mous

Le container à déchets en carton 50 litres est une solution pratique pour la **collecte des déchets d'activités de soins** à risques infectieux mous. Grâce à son extérieur en kraft résistant à l'humidité et à son sac étanche contrecollé, il limite les risques de fuite et de contamination lors de la manipulation. Ce conditionnement DASRI en carton est particulièrement adapté aux cabinets médicaux, infirmiers, laboratoires, services de soins, maisons de retraite ou centres de santé qui recherchent une solution simple et économique pour leurs déchets mous contaminés.

Sa capacité de 50 litres et sa charge utile d'environ 7 kg en font un container idéal pour les postes de soins à volume modéré. Les fonds dépliables automatiques, la fermeture définitive par rabats et pattes ainsi que les poignées pliables facilitent l'utilisation au quotidien et le transport vers la filière d'élimination. Utilisé avec des sacs DASRI adaptés, ce container en carton s'intègre facilement dans votre organisation de collecte et d'évacuation des déchets médicaux.