

SACHET DE 100 PANSEMENTS COTON ASSORTIS

Référence : 11001-100



Description :

- Assortiment de pansements coton de tailles différentes pour s'adapter à la plupart des petites plaies du quotidien.
- Compresse centrale très absorbante, conçue pour retenir le sang et les exsudats tout en restant douce sur la peau.
- Compresse non adhérente à la plaie, pour un retrait plus confortable et moins douloureux au moment du changement de pansement.
- Support coton aéré extensible et hypoallergénique, qui laisse respirer la peau tout en offrant un maintien fiable.
- Pansements occlusifs avec compresse centrale adhérent sur les 4 côtés, présentés sous emballage individuel pour une meilleure hygiène.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : sachet de 100 pansements coton assortis pour premiers soins.
- **Support** : coton aéré extensible, hypoallergénique, confortable sur la peau.
- **Compresse** : compresse centrale très absorbante, non adhérente à la plaie, pansement occlusif adhérent sur les 4 côtés.
- **Composition du sachet** : 40 pansements 7 x 2 cm, 40 pansements 7 x 4 cm, 16 pansements 3,8 x 3,8 cm, 4 pansements papillons.
- **Conditionnement** : pansements emballés individuellement, vendus par sachet de 100 pour trousse de secours et réassort.

Sachet de 100 pansements coton assortis : protection rapide des petites plaies

Assortiment économique de pansements en coton aéré, de tailles différentes, avec compresse très absorbante et non adhérente à la plaie. Idéal pour compléter une trousse de secours et réaliser les premiers soins du quotidien, en milieu scolaire, en entreprise ou à la maison.

- **Assortiment économique multi-tailles**
- **Compresse très absorbante**
- **Support coton aéré extensible**
- **Hypoallergénique, non adhérent à la plaie**
- **Emballage individuel hygiénique**



SACHET DE 100 PANSEMENTS COTON ASSORTIS

Référence : 11001-100

Mode d'emploi :

- Nettoyer soigneusement la plaie à l'eau et au savon ou avec une solution adaptée, puis rincer si nécessaire.
- Désinfecter la zone à l'aide d'un antiseptique approprié et laisser sécher quelques instants.
- Choisir dans le sachet le pansement coton assorti le plus adapté à la taille et à la localisation de la plaie.
- Ouvrir l'emballage individuel, retirer les protections adhésives et appliquer la compresse au centre de la plaie.
- Lisser les bords du pansement pour assurer une bonne adhérence sur les 4 côtés et renouveler dès que le pansement est souillé ou décollé.

Précautions d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant utilisation ; ne pas utiliser un pansement dont le sachet est endommagé.
- Surveiller régulièrement l'état de la plaie et changer le pansement en cas d'humidité, de salissure ou de décollement.
- Ne pas utiliser sur des plaies profondes, très étendues ou fortement infectées sans avis médical.
- En cas de rougeurs, démangeaisons ou signes d'intolérance cutanée, retirer le pansement et consulter un professionnel de santé.
- Conserver le sachet de pansements dans un endroit propre, sec et à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Des pansements coton assortis indispensables pour trousse de secours

Le **sachet de 100 pansements coton assortis** est une solution simple et économique pour disposer en permanence d'un large choix de pansements prêts à l'emploi. Grâce à ses différentes tailles et à ses pansements papillons, il permet de couvrir la majorité des petites plaies : coupures, écorchures, ampoules, petites blessures du quotidien. Le support coton aéré, extensible et hypoallergénique garantit un bon confort de port, même en cas d'utilisation prolongée.

Idéal pour compléter une [trousse de secours](#) en milieu scolaire, professionnel ou associatif, ce sachet de pansements coton s'intègre aussi parfaitement dans les armoires à pharmacie familiales. Emballés individuellement, les pansements restent propres et protégés jusqu'à leur utilisation, ce qui facilite leur distribution lors des premiers soins et des gestes d'urgence de base.