

PANSEMENTS STÉRILES BRÛLURES SUPERFICIELLES

Référence : 1138



Description :

- Pansements stériles spécialement destinés au traitement des brûlures domestiques du second degré superficiel et des blessures superficielles (écorchures, petites coupures).
- Formulation associant vaseline et hydrocolloïde au sein d'un tulle pour créer un environnement favorable à la cicatrisation.
- Conçus pour soulager la douleur dès la pose et améliorer le confort pendant toute la durée de port.
- N'adhèrent pas à la plaie, ce qui permet un retrait plus doux et limite le risque de réouverture de la lésion.
- Boîte de 6 pansements petits formats, conditionnés en sachets individuels stériles, faciles à intégrer dans une trousse de secours.

Caractéristiques techniques :

- **Indication** : brûlures domestiques du second degré superficiel et blessures superficielles.
- **Action** : soulage la douleur et favorise la cicatrisation de la brûlure en 5 à 6 jours environ.
- **Structure** : tulle imprégné associant vaseline et hydrocolloïde.
- **Taille du pansement** : 7 cm x 5 cm, petit format adapté aux zones localisées.
- **Conditionnement** : boîte de 6 pansements stériles emballés en sachets individuels.

Pansements stériles brûlures superficielles : soulagement rapide et cicatrisation accélérée

Boîte de 6 pansements URGO conçus pour le traitement des brûlures domestiques du second degré superficiel et des blessures superficielles, qui soulagent la douleur, favorisent une cicatrisation en 5 à 6 jours et se retirent sans adhérer à la plaie.

- **Spécial brûlures superficielles**
- **Soulage rapidement la douleur**
- **Favorise la cicatrisation**
- **N'adhère pas à la plaie**
- **Retrait doux et indolore**

Mode d'emploi :

- Refroidir immédiatement la brûlure superficielle sous l'eau tempérée (sauf contre-indication) avant tout pansement.
- Nettoyer délicatement la zone atteinte puis sécher soigneusement la peau autour de la brûlure ou de la blessure

PANSEMENTS STÉRILES BRÛLURES SUPERFICIELLES

Référence : 1138

superficielle.

- Ouvrir le sachet individuel stérile et sortir le pansement sans toucher la face à appliquer sur la plaie.
- Placer le pansement sur la zone à traiter en veillant à bien recouvrir toute la surface de la brûlure superficielle.
- Laisser le pansement en place et le renouveler selon les recommandations ou lorsque cela est nécessaire, en utilisant un nouveau pansement stérile.

Précautions d'utilisation :

- Réservé aux brûlures domestiques du second degré superficiel et aux blessures superficielles ; ne pas utiliser sur des brûlures profondes ou étendues.
- Ne pas appliquer sur une plaie fortement infectée, très exsudative ou présentant des signes de complication sans avis médical.
- Vérifier l'intégrité du sachet individuel et la date de péremption avant utilisation ; ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Produit à usage unique : ne pas réutiliser un pansement déjà posé, le jeter après retrait.
- Consulter un professionnel de santé en cas de douleur persistante, de rougeur importante ou d'aggravation de l'aspect de la brûlure.

Des pansements stériles adaptés aux brûlures du quotidien

Les **pansements stériles brûlures superficielles** URGO sont spécialement conçus pour la prise en charge des **brûlures domestiques** et des **blessures superficielles** du quotidien. Leur combinaison de **vaseline et d'hydrocolloïde** au sein d'un tulle crée un milieu humide favorable à la **cicatrisation**, tout en apportant un **effet apaisant** qui contribue à soulager la douleur. Non adhérents à la plaie, ils se retirent en douceur, limitant l'inconfort et le risque d'arrachement de tissus nouvellement formés.

Conditionnés en **boîte de 6 pansements stériles** de format 7 × 5 cm, ils trouvent facilement leur place dans une **trousse de secours** familiale, d'entreprise, de collectivité ou dans un **kit de premiers soins** pour activités sportives. Prêts à l'emploi, ils permettent une prise en charge rapide et efficace des brûlures superficielles, et complètent idéalement les autres **pansements stériles** et accessoires dédiés aux soins courants.