

## 50 PANSEMENTS STÉRILES 10CM X 8CM

Référence : 1143

### Description :



- Pansements adhésifs stériles en non-tissé, destinés à la protection des plaies superficielles et post-opératoires.
- Compresse centrale de gaze absorbante, recouverte d'un film de Mylar, qui n'adhère pas à la plaie pour un retrait plus confortable.
- Adhésif sur les 4 côtés permettant une bonne tenue sur la peau et une couverture fiable de la zone lésée.
- Pansement chirurgical hypoallergénique et extensible, adapté aux peaux sensibles et aux zones mobiles du corps.
- Indiqués pour les coupures, écorchures et plaies exsudatives superficielles, chirurgicales ou suturées, en cabinet, à l'hôpital ou à domicile.

### Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : pansement adhésif chirurgical stérile en non-tissé.
- **Dimensions** : 10 cm x 8 cm, avec compresse centrale absorbante.
- **Structure** : compresse de gaze recouverte d'un film de Mylar, non adhérente à la plaie.
- **Fixation** : adhésif sur les 4 côtés, pansement extensible pour suivre les mouvements.
- **Conditionnement** : boîte de 50 pansements stériles emballés individuellement.

## 50 pansements stériles 10 cm x 8 cm : protection post-opératoire fiable

Pansements chirurgicaux adhésifs en non-tissé, avec compresse centrale absorbante et non adhérente à la plaie, conçus pour couvrir confortablement les coupures, écorchures et plaies superficielles exsudatives, chirurgicales ou suturées.

- **Compresse centrale absorbante**
- **Ne colle pas à la plaie**
- **Adhésif sur les 4 côtés**
- **Hypoallergénique extensible**
- **Boîte économique de 50**

### Mode d'emploi :

- Nettoyer et désinfecter soigneusement la plaie selon le protocole habituel, puis sécher délicatement la peau autour.
- Ouvrir le sachet individuel, saisir le pansement sans toucher la compresse centrale pour préserver la stérilité.
- Retirer les protections de l'adhésif, positionner la compresse centrale sur la plaie et appliquer le pansement en lissant les bords.



## 50 PANSEMENTS STÉRILES 10CM X 8CM Référence : 1143

- Vérifier la bonne adhérence sur les 4 côtés afin d'assurer le maintien et la protection de la plaie.
- Renouveler le pansement dès qu'il est saturé, décollé ou selon les recommandations du professionnel de santé.

### Précautions d'utilisation :

- Ne pas utiliser si le sachet individuel est ouvert, endommagé ou humide, afin de garantir la stérilité du pansement.
- Surveiller l'état de la plaie ; en cas de rougeur importante, de douleur accrue ou de signes d'infection, consulter un professionnel de santé.
- Éviter de poser le pansement sur une peau très irritée ou présentant une allergie connue à l'adhésif.
- Produit à usage unique : ne jamais réutiliser un pansement déjà posé, le jeter après retrait.
- Conserver les boîtes de pansements dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, jusqu'à utilisation.

### Des pansements adhésifs stériles adaptés aux plaies post-opératoires

Les **50 pansements stériles 10 cm x 8 cm** offrent une solution fiable pour la protection des **plaies chirurgicales superficielles**, des **points de suture** et des **petites plaies exsudatives**. Leur support en non-tissé extensible épouse les mouvements tandis que la **compresse centrale absorbante**, recouverte d'un film de Mylar, n'adhère pas à la plaie, ce qui facilite le retrait et limite la douleur.

Idéaux pour les **cabinets médicaux, infirmiers, services hospitaliers** et **trousses de soins à domicile**, ces **pansements adhésifs stériles** combinent confort, sécurité et praticité. La boîte de 50 unités permet de disposer d'un stock adapté pour les soins courants, les pansements de contrôle et le suivi post-opératoire.