

BANDE COMPRESSIVE ABSORBANTE 6 CM X 8 CM

Référence : 3050

Description :



- Bande compressive absorbante et non adhérente, conçue pour exercer une forte pression sur une plaie franche.
- Permet d'arrêter ou de limiter un saignement abondant grâce à la compresse et à la bande intégrée.
- Assure un maintien sûr sans coller à la peau, pour un retrait plus confortable.
- Offre une protection maximale tout en garantissant un confort optimal à la victime.
- Accessoire essentiel de toute trousse de premiers secours pour professionnels, sportifs et particuliers soucieux de leur sécurité.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : bande compressive absorbante et non adhérente avec compresse intégrée.
- **Dimensions** : 6 cm x 8 cm, format adapté aux plaies de petite à moyenne taille.
- **Couleur** : blanc, pour un contrôle visuel facile du saignement.
- **Conditionnement** : stérile, conditionnement unitaire prêt à l'emploi.
- **Utilisation** : soins des plaies franches, contrôle des saignements en premiers secours.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation en **mars 2029**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm : contrôle rapide des saignements

Compresse stérile avec bande intégrée, non adhérente à la peau, conçue pour exercer une forte pression sur une plaie franche et ainsi arrêter ou limiter un saignement abondant tout en préservant le confort de la victime.

- **Compresse très absorbante**



BANDE COMPRESSIVE ABSORBANTE 6 CM X 8 CM

Référence : 3050

- **Pression efficace sur la plaie**
- **Non adhérente à la peau**
- **Stérile et prête à l'emploi**
- **Indispensable trousse de secours**

Mode d'emploi :

- Évaluer la plaie et vérifier qu'il s'agit bien d'une plaie franche, sans corps étrangers apparents ni fragments d'os.
- Si possible, nettoyer délicatement le pourtour de la plaie sans retarder la prise en charge du saignement abondant.
- Appliquer directement la **bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm** sur la plaie en positionnant la compresse au centre de la lésion.
- Enrouler la bande autour du membre ou de la zone blessée afin d'exercer une pression ferme et homogène sur la plaie.
- Maintenir la compression et surveiller l'évolution du saignement, en attendant l'arrivée ou l'avis des secours.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser uniquement sur une plaie franche, sans corps étrangers ni suspicion de fracture ouverte.
- Ne pas retirer la bande si le saignement reprend ; en cas de besoin, rajouter une nouvelle compresse par-dessus.
- Veiller à ne pas trop serrer la bande afin d'éviter un garrot involontaire ou une gêne circulatoire prolongée.
- Surveiller la couleur, la température et la sensibilité de la zone en aval du bandage, et desserrer si nécessaire.
- Consulter rapidement un professionnel de santé ou appeler les secours en cas de saignement important ou persistant.

Une bande compressive absorbante indispensable pour les hémorragies externes

La **bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm** est un élément clé du matériel de premiers secours pour gérer les saignements importants. Grâce à sa compresse très absorbante et à sa bande intégrée, elle permet de concentrer la pression directement sur la plaie et de réduire la perte de sang dans un environnement stérile, favorisant ainsi la cicatrisation. Non adhérente, elle ne colle pas à la plaie, ce qui limite la douleur lors des soins ultérieurs.

Que ce soit dans une entreprise, un établissement scolaire, un club sportif ou à domicile, cette bande compressive stérile complète efficacement vos [pansements](#) classiques et compressifs. Son format compact la rend facile à intégrer dans une trousse de secours, une mallette d'intervention ou un kit hémorragie, pour une réponse rapide et adaptée en cas de plaie saignante.