

BANDE COMPRESSIVE ABSORBANTE 6 CM X 8 CM

Référence : 3050



Description

Cette **bande compressive absorbante** a été pensée pour les situations où un saignement important demande une réponse rapide et propre. Son rôle est clair : concentrer la pression directement sur la plaie grâce à une compresse intégrée, tout en gardant un format facile à stocker dans une trousse de secours ou une mallette d'intervention.

Le format **6 cm x 8 cm** convient bien aux plaies de petite à moyenne taille. Il reste assez compact pour être emporté partout, mais assez sérieux pour compléter utilement des pansements plus classiques dans un contexte de premiers soins.

La compresse absorbe efficacement tandis que la bande assure un maintien homogène autour de la zone blessée. Le support **non adhérent** évite qu'il ne colle à la peau, ce qui rend la prise en charge plus confortable et limite les gestes douloureux au moment des soins ultérieurs.

Ce type de produit a toute sa place dans une entreprise, un établissement scolaire, un club sportif ou à domicile. Dès qu'un kit de premiers secours doit pouvoir faire face à une plaie saignante, cette bande apporte un niveau de réponse plus adapté qu'un simple pansement de petite plaie.

Caractéristiques techniques

- Référence 3050
- Type de produit Bande compressive absorbante et non adhérente avec compresse intégrée
- Dimensions 6 cm x 8 cm
- Couleur Blanc
- Conditionnement Stérile, unitaire, prête à l'emploi
- Usage principal Soins des plaies fraîches, contrôle des saignements en premiers secours

Propriétés

Cette bande réunit une **compresse très absorbante** et une bande intégrée capable d'exercer une pression ferme sur la plaie. Elle reste **non adhérente**, ce qui évite qu'elle colle directement à la peau, et son conditionnement **stérile** permet une utilisation immédiate en premiers secours. Elle convient aux **plaies fraîches**, sans corps étrangers apparents ni suspicion de fracture ouverte.

BANDE COMPRESSIVE ABSORBANTE 6 CM X 8 CM Référence : 3050

Bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm : une pression rapide sur les saignements importants

Bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm conçue pour exercer une forte pression sur une plaie franche et aider à arrêter ou limiter un saignement abondant.

- Compresse très absorbante
- Pression efficace sur la plaie
- Non adhérente à la peau
- Stérile et prête à l'emploi
- Format compact essentiel

Mode d'emploi

- Évaluer la plaie et vérifier qu'il s'agit bien d'une plaie franche, sans corps étrangers apparents ni fragments d'os.
- Si possible, nettoyer délicatement le pourtour de la plaie sans retarder la prise en charge du saignement abondant.
- Appliquer directement la bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm sur la plaie en positionnant la compresse au centre de la lésion.
- Enrouler la bande autour du membre ou de la zone blessée afin d'exercer une pression ferme et homogène.
- Maintenir la compression et surveiller l'évolution du saignement en attendant l'arrivée ou l'avis des secours.

Précautions d'utilisation

- Utiliser uniquement sur une plaie franche, sans corps étrangers ni suspicion de fracture ouverte.
- Ne pas retirer la bande si le saignement reprend ; en cas de besoin, rajouter une nouvelle compresse par-dessus.
- Veiller à ne pas trop serrer la bande afin d'éviter un garrot involontaire ou une gêne circulatoire prolongée.
- Surveiller la couleur, la température et la sensibilité de la zone en aval du bandage, puis desserrer si nécessaire.
- Consulter rapidement un professionnel de santé ou appeler les secours en cas de saignement important ou persistant.

Une bande compressive indispensable dès qu'un saignement demande une vraie prise en charge

Dans une trousse de secours bien préparée, une **bande compressive absorbante** fait partie des produits qu'on espère ne pas utiliser souvent, mais qu'on est content d'avoir au bon moment. Quand une plaie saigne franchement, elle permet d'agir vite avec un matériel plus adapté qu'un pansement standard. Pour compléter votre équipement, vous pouvez retrouver d'autres références dans notre sélection de [pansements compressifs](#).

Son format compact, sa compresse intégrée et sa mise en place directe sur la plaie en font une solution pertinente pour les entreprises, les établissements scolaires, les clubs sportifs ou les trousse domestiques plus sérieuses. C'est un produit simple à stocker, mais précieux quand il faut garder une réponse rapide face à un saignement abondant. Ajoutez cette bande compressive à votre matériel pour disposer d'un produit prêt à l'emploi quand la situation l'exige.



BANDE COMPRESSIVE ABSORBANTE 6 CM X 8 CM

Référence : 3050

À quoi sert une bande compressive absorbante 6 cm x 8 cm ?

+

Elle sert à exercer une pression ferme sur une plaie franche afin de stopper ou limiter un saignement abondant. Sa compresse intégrée absorbe et concentre l'action directement sur la zone concernée.

Pourquoi choisir une bande compressive non adhérente ?

+

Parce qu'elle ne colle pas à la peau, ce qui rend la prise en charge plus confortable. Ce détail compte particulièrement quand la zone est sensible ou quand un soin ultérieur doit être réalisé.

Sur quel type de plaie peut-on utiliser cette bande compressive ?

+

Elle convient aux **plaies franches**, sans corps étrangers apparents ni suspicion de fracture ouverte. Ce point doit toujours être vérifié avant la pose.

Que faire si le saignement reprend malgré la bande ?

+

Il ne faut pas retirer la bande en place. Si nécessaire, ajouter une nouvelle compresse par-dessus et consulter rapidement un professionnel de santé ou appeler les secours si le saignement reste important.