

BATTERIE DÉFIBRILLATEUR DÉFIBTECH

Référence : 29017

Description :



- Batterie opérationnelle conçue pour alimenter les défibrillateurs Lifeline DEA et DSA en situation réelle d'arrêt cardiaque.
- Autonomie indicative de 5 ans en veille ou jusqu'à 125 chocs, incluant les auto-tests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels.
- Bloc livré avec une pile lithium 9V qui prend en charge les auto-tests indépendamment de la batterie principale.
- Système d'alerte visuelle et sonore signalant un niveau de batterie faible pour anticiper le remplacement.
- Solution simple à installer, idéale pour assurer une disponibilité continue de votre défibrillateur Lifeline dans vos locaux.

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : défibrillateurs DEA-DSA Lifeline Defibtech (automatique et semi-automatique).
- **Durée de vie** : environ 5 ans en veille ou 125 chocs, ou 8 heures d'utilisation continue.
- **Puissance** : batterie 15 V, 1400 mAh, technologie dioxyde de lithium/manganèse.
- **Indicateur** : signal de batterie faible visuel et sonore intégré au défibrillateur.
- **Type** : bloc batterie jetable, recyclable et non rechargeable, livré avec pile 9 V lithium.

Batterie défibrillateur Lifeline : autonomie longue durée pour votre DAE

Prolongez la disponibilité de votre défibrillateur Lifeline grâce à une batterie officielle offrant jusqu'à 5 ans de veille ou 125 chocs, livrée avec pile 9V intégrée pour garantir les auto-tests et un DAE toujours opérationnel.

- **Autonomie 5 ans / 125 chocs**
- **Compatible DEA et DSA Lifeline**
- **Bloc livré avec pile 9V**
- **Alerte visuelle et sonore**
- **Jetable et recyclable**

Mode d'emploi :

- Vérifier l'état du témoin de fonctionnement du défibrillateur Lifeline et prévoir le remplacement de la batterie lorsque l'alerte de niveau faible apparaît.
- Éteindre le défibrillateur, ouvrir le compartiment batterie et retirer délicatement l'ancien bloc batterie.

BATTERIE DÉFIBRILLATEUR DÉFIBTECH

Référence : 29017

- Insérer la nouvelle batterie Lifeline en respectant le sens d'insertion indiqué dans le logement prévu à cet effet.
- Refermer le compartiment, allumer le défibrillateur et contrôler que le voyant de statut repasse au vert après les auto-tests.
- Noter la date de remplacement de la batterie dans votre registre de maintenance afin d'anticiper la prochaine échéance.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas tenter de recharger la batterie : il s'agit d'un bloc jetable et non rechargeable.
- Manipuler la batterie avec soin, sans l'ouvrir, la percer ni l'exposer à des chocs violents ou à l'immersion dans l'eau.
- Utiliser uniquement une batterie Lifeline compatible recommandée par Defibtech pour garantir la performance du défibrillateur.
- Éliminer les batteries usagées via une filière adaptée aux déchets de piles et accumulateurs (recyclage spécialisé).
- Stocker les batteries de rechange dans un endroit sec, tempéré et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe.

Une batterie Lifeline fiable pour un défibrillateur toujours prêt

La **batterie défibrillateur Lifeline** est un élément central de la maintenance de votre **défibrillateur automatisé externe**. Grâce à son autonomie de **5 ans / 125 chocs** et à sa pile 9 V intégrée pour les auto-tests, elle garantit que votre DAE reste en veille permanente et qu'il sera prêt à délivrer un choc en cas d'**arrêt cardiaque soudain**. En choisissant une batterie officielle pour vos **défibrillateurs DEA-DSA Lifeline**, vous sécurisez la fiabilité de votre équipement et respectez les recommandations du fabricant.

Idéale pour les **entreprises, collectivités, sites industriels, établissements scolaires** ou **structures sportives**, cette batterie s'intègre parfaitement dans une politique de **sécurité cardiaque** et de **prévention des risques**. En anticipant le remplacement de vos **consommables DAE** (batterie et électrodes), vous assurez un défibrillateur Lifeline opérationnel et contribuez à améliorer la prise en charge des victimes dans les premières minutes critiques.