

CANULE DE GUEDEL ENFANT TAILLE 00 - 5 CM

Référence : 22036-00



Description

- Canule oropharyngée destinée au maintien des voies aériennes ouvertes en situation d'urgence.
- Format taille 00 de 5 cm adapté aux besoins pédiatriques.
- Sa forme anatomique aide à empêcher l'affaissement de la langue.
- Conditionnement sous emballage individuel pour une mise à disposition pratique.
- Ouverture facile pour une préparation rapide du dispositif.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : canule de Guedel
- **Taille** : taille 00
- **Longueur** : 5 cm
- **Code couleur** : bleu foncé
- **Référence** : 22036-00

Canule de Guedel enfant 5 cm : un maintien des voies aériennes pour les urgences pédiatriques

Canule de Guedel enfant 5 cm est conçue pour maintenir les voies aériennes ouvertes lors d'une prise en charge d'urgence en oxygénothérapie, avec un format adapté à la taille 00.

- **Format pédiatrique 5 cm**
- **Maintien des voies aériennes**
- **Code couleur bleu foncé**
- **Emballage individuel**
- **Ouverture facile**

Mode d'emploi

- Préparer la canule en ouvrant l'emballage individuel avant utilisation.
- Utiliser ce dispositif dans le cadre d'une prise en charge d'urgence adaptée.
- Mettre en place la canule pour maintenir les voies aériennes ouvertes.
- Après la pose, vérifier que le passage du flux d'air soit bien dégagé.
- En cas d'échec, repositionner immédiatement la canule.

Précautions d'utilisation

- La canule de Guedel doit être utilisée par des personnes formées et entraînées.
- Il est conseillé de ne pas utiliser la canule 3 ans après sa date de fabrication.



CANULE DE GUEDEL ENFANT TAILLE 00 - 5 CM Référence : 22036-00

- Vérifier après la pose que le flux d'air reste bien dégagé.
- Repositionner immédiatement le dispositif en cas d'échec.

Un dispositif oropharyngé pédiatrique pour l'oxygénothérapie d'urgence

La canule de Guedel enfant 5 cm répond aux besoins des structures et professionnels qui recherchent un dispositif pédiatrique simple à identifier, rapide à préparer et adapté au maintien des voies aériennes en situation d'urgence. Son format taille 00, son code couleur bleu foncé et son emballage individuel facilitent son intégration dans les équipements dédiés à l'[oxygénothérapie](#).

Ce matériel trouve naturellement sa place dans une sélection orientée réanimation respiratoire, prise en charge d'urgence et instrumentation spécialisée. Pour compléter votre équipement, vous pouvez également découvrir d'autres références de [matériel spécialisé](#) sur Tamô.

À quoi sert une canule de Guedel enfant taille 00 ?

+
Elle sert à maintenir les voies aériennes ouvertes lors d'une prise en charge d'urgence. Sa forme anatomique aide à empêcher l'affaissement de la langue.

Quelle est la longueur de cette canule de Guedel enfant ?

+
Cette référence correspond à une canule de Guedel enfant taille 00 d'une longueur de 5 cm. Son code couleur est bleu foncé.

La canule de Guedel enfant est-elle emballée individuellement ?

+
Oui, elle est proposée sous emballage individuel à ouverture facile. Ce conditionnement facilite sa préparation dans les situations d'urgence.

Qui peut utiliser une canule de Guedel pédiatrique ?

+
Son utilisation est réservée aux personnes formées et entraînées. Après la pose, il faut vérifier que le passage du flux d'air reste bien dégagé.