

BATTERIE BENEHEART D1 MINDRAY

Référence : 29651



Description :

- Batterie dédiée aux défibrillateurs *BeneHeart D1* pour garantir la disponibilité de l'appareil.
- Positionnement simple : remplacement direct de la batterie usagée.
- Idéale pour anticiper le réassort préventif (stock tampon conseillé).
- S'intègre aux procédures de maintenance et de contrôle périodique.
- Référence produit pour suivi et traçabilité : **29651**.

Caractéristiques techniques :

- **Compatibilité** : défibrillateur BeneHeart D1 *Mindray* (réf. DAE 29650).
- **Durée de vie annoncée** : 4 ans (usage courant/veille).
- **Référence batterie** : 29651.
- **Accessoires associés** : [électrodes mixtes adulte/enfant](#) réf. 29652.
- **Conditionnement** : unité prête à l'installation.

Batterie beneheart d1 mindray : autonomie fiable pour votre défibrillateur

Batterie beneheart d1 mindray : pack d'alimentation officiel pour DAE BeneHeart D1, autonomie conçue pour la disponibilité sur la durée, simple à mettre en place et à maintenir.

- **Compatibilité D1 confirmée**
- **Durée de vie annoncée 4 ans**
- **Mise en place intuitive**
- **Fiabilité en veille**
- **Réassort facile sur site**

Mode d'emploi :

- Couper l'appareil si nécessaire et extraire la batterie usagée.
- Insérer la **batterie 29651** jusqu'à enclenchement (suivre la notice du D1).
- Lancer l'auto-test et vérifier l'indicateur d'état du DAE.
- Reporter la date de remplacement dans votre registre de maintenance.
- Prévoir une batterie de secours pour continuité de service.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser exclusivement sur *BeneHeart D1*.
- Stocker au sec, à l'abri des températures extrêmes et des chocs.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

BATTERIE BENEHEART D1 MINDRAY

Référence : 29651

- Ne pas ouvrir, perforer ou exposer à une flamme.
- Évacuer la batterie usagée via la filière appropriée.
- Respecter les contrôles périodiques de votre DAE.

Disponibilité du défibrillateur : réassort simple et traçable

Indispensable à la continuité d'usage, la **batterie BeneHeart D1 Mindray** assure une **alimentation fiable** et s'intègre naturellement à vos plans de **maintenance préventive**. Sa durée de vie annoncée de **4 ans** simplifie la planification des remplacements et la gestion de stock.

Pour une dotation complète, associez-la au **défibrillateur BeneHeart D1** et aux **électrodes mixtes adulte/enfant**.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502