

## 100 PANSEMENTS NON TISSÉS HYPOALLERGÉNIQUE 19 MM X 72 MM

Référence : 1029

### Description :



- Pansements blancs en non-tissé, souples et extensibles, conçus pour la protection de tout type de petites plaies.
- Support doux qui épouse les mouvements de la peau et améliore le confort de port, même sur les zones mobiles.
- Colle acrylique hypoallergénique, particulièrement adaptée aux peaux sensibles et limitant les risques d'irritation.
- Compresse centrale très absorbante qui ne colle pas à la plaie, pour un retrait plus facile et moins douloureux.
- Chaque pansement est conditionné en emballage individuel, pratique pour les trousse de secours, les services de soins ou les déplacements.

### Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : pansements blancs non tissés hypoallergéniques.
- **Dimensions** : 19 mm x 72 mm, format standard pour petites plaies.
- **Support** : non tissé blanc, extensible et très souple.
- **Adhésif** : colle acrylique hypoallergénique adaptée aux peaux sensibles.
- **Compresse / conditionnement** : compresse très absorbante non adhérente à la plaie, pansements emballés individuellement.

## 100 pansements non tissés hypoallergéniques 19 mm x 72 mm : protection discrète des petites plaies

Pansements blancs extensibles en non-tissé avec colle acrylique hypoallergénique, compresse très absorbante qui ne colle pas à la plaie, adaptés aux peaux sensibles et emballés individuellement pour une hygiène optimale au quotidien.

- **Non tissé hypoallergénique**
- **Compresse très absorbante**
- **Ne colle pas à la plaie**
- **Extensibles et souples**
- **Emballage individuel pratique**

### Mode d'emploi :

- Nettoyer soigneusement la petite plaie, puis la désinfecter selon le protocole habituel avant la pose du pansement.
- Sécher délicatement la peau autour de la plaie afin de favoriser une bonne adhérence du support non tissé.
- Ouvrir l'emballage individuel, saisir le pansement sans toucher la compresse centrale.



## 100 PANSEMENTS NON TISSÉS HYPOALLERGÉNIQUE 19 MM X 72 MM

Référence : 1029

- Retirer les protections de l'adhésif et appliquer le pansement en veillant à bien recouvrir la plaie avec la compresse absorbante.
- Lisser les bords pour assurer la tenue ; renouveler le pansement dès qu'il est souillé, décollé ou selon les besoins.

### Précautions d'utilisation :

- Vérifier l'intégrité de l'emballage avant utilisation ; ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
- Surveiller l'évolution de la plaie et consulter un professionnel de santé en cas de rougeur, douleur persistante ou signe d'infection.
- Éviter l'application sur une peau très irritée ou en cas d'antécédent d'allergie connue aux adhésifs acryliques.
- Produit à usage unique : ne jamais réutiliser un pansement déjà posé, le jeter après retrait dans une poubelle adaptée.
- Conserver la boîte de pansements dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, hors de portée des jeunes enfants.

## Des pansements hypoallergéniques pour toutes vos petites plaies

Les **100 pansements non tissés hypoallergéniques 19 mm x 72 mm** constituent une solution idéale pour la prise en charge rapide des **plaies superficielles** du quotidien : coupures, éraflures, petites incisions ou piqûres. Leur support en **non-tissé souple et extensible** s'adapte parfaitement aux mouvements, tandis que la compresse centrale très absorbante protège la plaie et reste non adhérente pour un retrait plus confortable.

Grâce à leur **colle acrylique hypoallergénique** et à leur **emballage individuel**, ces pansements conviennent particulièrement aux **peaux sensibles** et aux environnements où l'**hygiène** et la **traçabilité des soins** sont essentielles : trousses de secours en entreprise, établissements scolaires, collectivités, cabinets médicaux ou soins à domicile. Le conditionnement par 100 permet de disposer d'un stock adapté pour les **premiers soins** et la gestion quotidienne des petites blessures.