

COMPRESSE BURNCARE 10CM X 10CM Référence : 240060

Description :



- Pansement à base d'**hydrogel** pour les **brûlures thermiques** et **ébullancements** légers à modérés.
- **Refroidit** la surface cutanée, **limite l'extension** de la brûlure et **apaise** rapidement.
- Compresse **stérile** et **non adhérente** : n'arrache pas les tissus lors du retrait.
- Prête à l'emploi en poche individuelle pour **trousse de secours**, poste médical et terrain.
- Format carré 10x10 cm adapté à la plupart des zones corporelles.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 10 x 10 cm
- **Composition** : support non tissé imprégné d'**hydrogel** hydratant
- **Stérilité** : emballage individuel **stérile**, **usage unique**
- **Propriétés** : **refroidissante**, **apaisante**, **non adhérente**, maintien de l'humidité
- **Destination** : premiers secours en entreprise/ERP/écoles, sport, domicile

Compresse burncare 10 x 10 cm : refroidit immédiatement la brûlure et apaise la douleur

Compresse Burncare 10 x 10 cm : pansement **stérile imprégné d'hydrogel** qui **refroidit** rapidement la zone brûlée, **apaise la douleur** et crée une barrière hydratante non adhérente pour un transport serein vers la prise en charge.

- **Refroidissement immédiat**
- **Hydrogel stérile apaisant**
- **Non adhérente à la lésion**
- **Prête à l'emploi, format 10x10**
- **Réduit le risque de contamination**

Pansement hydrogel pour brûlures : refroidissement, protection et confort

La **compresse Burncare 10x10** associe un **refroidissement immédiat** à une **hydratation continue** de la plaie, réduisant la sensation de brûlure et la douleur tout en créant une barrière protectrice contre les impuretés. Son support **non adhérent** facilite la réévaluation médicale et la réfection du pansement sans traumatisme.



COMPRESSE BURNCARE 10CM X 10CM Référence : 240060

Mode d'emploi :

- Arrêter l'agent causal ; si possible, **refroidir à l'eau** tempérée 10-20 min (sans glace).
- Ouvrir le sachet, appliquer la **compresse Burncare** directement sur la zone.
- Ne pas appuyer ; **fixer** délicatement avec une bande de gaze/cohésive.
- Surveiller la douleur et l'état cutané ; compléter par une **évaluation médicale** si nécessaire.
- Remplacer si la compresse s'assèche ou selon avis médical.

Précautions d'utilisation :

- **Usage unique** ; ne pas réutiliser une compresse ouverte.
- Ne pas appliquer sur **brûlures chimiques** non décontaminées ou **brûlures étendues/profondes** (urgence médicale).
- Éviter le contact avec les **yeux** et les muqueuses ; ne pas percer les bulles.
- Vérifier l'**intégrité** du sachet et la **DLU** ; conserver au frais, à l'abri du gel et de la chaleur.
- En cas de douleur intense, fièvre, odeur ou suintement anormal, **consulter** rapidement.