

BANDE COHÉSIVE COMPRESSIVE BLEUE 6 CM X 2 M

Référence : 3060

Description

Cette **bande cohésive compressive bleue** a été pensée pour les situations où il faut maintenir un pansement ou exercer une compression rapidement, sans ajouter d'inconfort inutile. Son système cohésif colle uniquement sur lui-même, ce qui évite qu'elle n'adhère à la peau ou aux poils.



La largeur de **6 cm** et la longueur de **2 mètres** donnent un format polyvalent, utile aussi bien en premiers secours que dans les soins courants. Elle s'utilise facilement autour d'une zone à protéger, avec une compression adaptée selon le besoin.

La structure **respirante** apporte un vrai confort quand la bande doit rester en place un certain temps. C'est un point important dans les usages prolongés ou dans les contextes où le maintien doit rester fiable sans sensation trop étouffante.

Le fait qu'elle soit **hypoallergénique** et **découpable à la main** la rend encore plus pratique à intégrer dans une trousse de secours, un poste de soins ou un environnement professionnel où l'on cherche du matériel rapide à utiliser, propre et adaptable.

Caractéristiques techniques

- Référence 3060
- Type Bande cohésive compressive
- Couleur Bleue
- Largeur 6 cm
- Longueur 2 m
- Format Rouleau, découpable à la main
- Propriétés Respirante, hémostatique, hypoallergénique
- Conditionnement Vendue à l'unité

Propriétés

Cette bande assure un **maintien compressif fiable** tout en respectant mieux la peau grâce à son système **auto-adhérent**. Elle reste **respirante**, ce qui améliore le confort de port, et son effet **hémostatique par compression** aide à la gestion des saignements. Le fait de pouvoir la déchirer à la main rend la pose encore plus rapide dans les situations où chaque geste doit rester simple et efficace.

BANDE COHÉSIVE COMPRESSIVE BLEUE 6 CM X 2 M

Référence : 3060

Bande cohésive compressive bleue 6 cm x 2 m : un maintien fiable sans coller à la peau

Bande cohésive compressive bleue 6 cm x 2 m conçue pour assurer un **maintien compressif efficace** tout en restant auto-adhérente sur elle-même.

- Compression efficace
- Auto-adhérente pratique
- Respirante et confortable
- Hypoallergénique
- Découpe facile à la main

Mode d'emploi

- Nettoyer et protéger la zone à traiter avec un pansement adapté.
- Dérouler la bande autour de la zone concernée.
- Appliquer une compression adaptée selon le besoin.
- Faire adhérer la bande sur elle-même.
- Déchirer ou découper à la longueur souhaitée.

Précautions d'utilisation

- Ne pas appliquer une compression excessive.
- Surveiller régulièrement la zone comprimée.
- Usage externe uniquement.
- Ne pas utiliser sur une plaie sans protection préalable.
- Remplacer la bande si elle perd son élasticité.

Une bande cohésive pratique pour maintenir, comprimer et sécuriser les soins du quotidien

Dans une trousse de secours, une **bande cohésive compressive** rend vite service dès qu'il faut maintenir un pansement en place ou appliquer une compression rapide. Son vrai avantage, c'est de tenir sur elle-même sans coller à la peau, ce qui la rend plus agréable à poser et à retirer. Pour compléter votre équipement, vous pouvez retrouver d'autres références dans notre sélection de [pansements compressifs](#).

Ce format 6 cm x 2 m s'intègre aussi bien dans un poste de soins que dans un équipement mobile, un environnement professionnel ou une trousse de premiers secours plus complète. Facile à manipuler, respirante et découpable à la main, elle apporte une réponse simple et fiable quand le maintien doit rester propre, rapide et efficace.

BANDE COHÉSIVE COMPRESSIVE BLEUE 6 CM X 2 M

Référence : 3060

À quoi sert une bande cohésive compressive bleue 6 cm x 2 m ?

+ Elle sert à maintenir un pansement et à appliquer une compression adaptée sur une zone à traiter. Son intérêt est de tenir sur elle-même sans coller à la peau.

Pourquoi choisir une bande auto-adhérente plutôt qu'une bande classique ?

+ Parce qu'elle adhère uniquement sur elle-même, ce qui simplifie la pose et améliore le confort au retrait. Elle est donc plus agréable sur la peau et les poils.

Peut-on la découper facilement sans outil ?

+ Oui, cette bande est **découpable à la main**. C'est un vrai avantage quand il faut agir vite sans sortir de matériel supplémentaire.

Quelles précautions faut-il respecter avec une bande cohésive compressive ?

+ Il ne faut pas trop serrer la bande et il faut surveiller régulièrement la zone comprimée. La bande ne doit pas être posée directement sur une plaie non protégée.