

SPARADRAP MICROPOREUX HYPOALLERGÉNIQUE SANS DÉVIDOIR 2,5 CM X 9,14 CM Référence : 2023



Description :

- **Sparadrapp microporeux hypoallergénique** conçu pour la **fixation des pansements simples et peu épais** sur peau fragile ou allergique.
- Support **micro-aéré**, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, permettant à la peau de respirer et limitant la macération sous le pansement.
- Excellente tolérance cutanée, idéale pour les changements fréquents de pansement sans irriter la peau.
- S'enlève **sans douleur**, ce qui améliore le confort du patient, notamment chez l'enfant, la personne âgée ou en cas de peau très sensible.
- Bobine nue compacte, livrée **sans dévidoir**, facile à glisser dans une trousse de secours ou une armoire à pharmacie.

Caractéristiques techniques :

- **Type** : sparadrapp microporeux hypoallergénique, micro-aéré.
- **Perméabilité** : perméable à l'air et à la vapeur d'eau pour favoriser la respiration cutanée.
- **Dimensions** : bobine nue 2,5 cm x 9,14 m.
- **Présentation** : rouleau sans dévidoir, à découper selon la longueur souhaitée.
- **Indication principale** : fixation de pansements sur peaux allergiques ou très fragiles en minimisant les réactions cutanées.

Sparadrapp microporeux hypoallergénique 2,5 cm x 9,14 m : fixation sûre pour peaux sensibles

Sparadrapp **micro-aéré et perméable à l'air**, spécialement conçu pour les peaux sensibles, offrant une excellente tolérance cutanée et un retrait sans douleur tout en assurant une fixation fiable des pansements.

- **Haute tolérance cutanée**
- **Retrait souple et indolore**
- **Micro-aéré et respirant**
- **Fixation de pansements fins**
- **Bobine nue sans dévidoir**

Mode d'emploi :

- Préparer la zone à traiter : nettoyer la plaie, réaliser le pansement puis sécher soigneusement le pourtour cutané.
- Dérouler le **sparadrapp microporeux hypoallergénique** et découper la longueur nécessaire à l'aide de ciseaux

SPARADRAP MICROPOREUX HYPOALLERGÉNIQUE SANS DÉVIDOIR 2,5 CM X 9,14 CM Référence : 2023

propres.

- Appliquer le sparadrap en recouvrant les bords du pansement ou du dispositif à fixer, sans plisser la bande.
- Lisser délicatement pour assurer une bonne adhérence sur la peau, tout en évitant de trop serrer.
- Renouveler la pose lors de chaque changement de pansement ou si le sparadrap se décolle ou se salit.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer directement sur une peau humide, grasse ou lésée de façon étendue afin de préserver l'adhésivité et le confort.
- Surveiller régulièrement l'état de la peau sous le sparadrap ; en cas de rougeur ou d'irritation, interrompre l'utilisation et adapter la fixation.
- Éviter de trop serrer pour ne pas gêner la circulation sanguine, notamment autour des extrémités.
- Produit à usage externe uniquement, réservé à la fixation de pansements ou de dispositifs légers.
- Conserver le rouleau dans un endroit propre, sec et à l'abri de la chaleur, hors de portée des enfants.

Un sparadrap microporeux idéal pour les peaux sensibles

Le **sparadrap microporeux hypoallergénique 2,5 cm x 9,14 m** est particulièrement recommandé pour la fixation des pansements chez les patients à **peau sensible ou allergique**. Sa structure **micro-aérée**, perméable à l'air et à la vapeur d'eau, limite la macération tout en offrant une excellente tolérance cutanée. Il permet ainsi des **changements fréquents de pansements** sans provoquer d'arrachements douloureux ni d'irritations secondaires aux adhésifs.

Livré en bobine nue, sans dévidoir, ce sparadrap s'intègre facilement dans les **trousSES de secours**, armoires à pharmacie de cabinet ou chariots de soins. Découpable à la longueur souhaitée, il offre une grande polyvalence pour maintenir pansements, compresses ou petits dispositifs, tant en milieu professionnel qu'à domicile.