

## TENSIOMÈTRE LIAN METAL ENFANT

Référence : 22068

### Description :



- **Manopaire Lian Metal** adaptée à la **prise de tension pédiatrique**, avec mécanisme de précision et lecture fine de la pression.
- **Grand cadran contrasté** facilement lisible en un coup d'œil, pratique en consultation ou en situation d'urgence.
- **Brassard velcro enfant** décoré de motifs colorés, permettant de **rassurer l'enfant** et de faciliter l'acceptation du geste.
- **Boîtier métal antichoc** et protection autour du manomètre pour résister aux transports répétés dans les mallettes de visite.
- Tensiomètre compatible avec les **autres tailles de brassards Lian Metal**, pour adapter votre équipement aux différents gabarits d'enfants.

### Caractéristiques techniques :

- **Type de tensiomètre** : tensiomètre manuel anéroïde pour mesure auscultatoire au stéthoscope.
- **Boîtier** : corps métal haute résistance avec protection périphérique contre les chocs.
- **Brassard fourni** : brassard velcro pédiatrique décoré, adapté au tour de bras de l'enfant.
- **Affichage** : grand cadran circulaire avec chiffres contrastés pour une lecture rapide.
- **Particularités** : utilisation ambidextre, raccord permettant le changement de brassard, livré avec trousse de rangement.

## Tensiomètre Lian Metal enfant : précision et confort pédiatriques

**Tensiomètre manuel pédiatrique** avec grand cadran et **boîtier métal antichoc**, livré avec un **brassard velcro enfant décoré** pour une **prise de tension chez l'enfant** à la fois précise et rassurante pour le jeune patient.

- **Grand cadran lisible pour soignants**
- **Brassard enfant décoré et rassurant**
- **Boîtier métal robuste et durable**
- **Utilisation ambidextre droitier/gaucher**
- **Compatible gamme de brassards Lian Metal**

### Mode d'emploi :

- Raccorder la tubulure du **tensiomètre Lian Metal enfant** au brassard pédiatrique, appareil à l'arrêt.
- Placer le brassard sur le bras nu de l'enfant, 2 à 3 cm au-dessus du pli du coude, en alignant le repère artériel sur

## TENSIOMÈTRE LIAN METAL ENFANT

Référence : 22068

l'artère brachiale.

- Fermer la bande velcro de manière ferme mais confortable, en laissant passer un doigt entre le brassard et le bras.
- Gonfler la poire tout en écoutant au stéthoscope, puis relâcher progressivement la pression pour lire la tension sur le cadran.
- Après la mesure, dégonfler complètement, retirer le brassard et ranger le tensiomètre dans sa trousse de protection.

### Précautions d'utilisation :

- Réserver l'utilisation du tensiomètre à des **professionnels formés à la mesure pédiatrique** de la tension artérielle.
- Employer un brassard adapté au tour de bras de l'enfant ; changer de taille si le brassard est trop large ou trop serré.
- Ne pas placer le brassard sur un bras présentant plaie, perfusion ou malformation, sauf avis médical adapté.
- Éviter les chocs et les chutes du manomètre pour préserver la précision ; ne pas tordre la tubulure.
- Nettoyer régulièrement brassard et poire avec un chiffon légèrement humide, sans immerger le cadran, et faire contrôler périodiquement l'étalonnage.

## Tensiomètre pédiatrique manuel pour cabinets et services de pédiatrie

Le **tensiomètre Lian Metal enfant** répond aux exigences des **consultations pédiatriques**, des **urgences** et des visites à domicile. Son **brassard velcro enfant décoré** facilite l'acceptation de l'examen, tandis que le **grand cadran** et le **boîtier métal** assurent une mesure fiable dans le temps.

Adaptable à plusieurs tailles de brassards, ce **tensiomètre pédiatrique manuel** s'intègre naturellement à votre matériel de diagnostic pour le **suivi de la tension artérielle chez l'enfant**. Il complète vos **stéthoscopes, brassards supplémentaires** et équipements de **premiers soins**.