

CANULE DE GUEDEL TAILLE 1 - 7 CM

Référence : 22036-1

Description



- Canule oropharyngée destinée au maintien des voies aériennes ouvertes chez le patient.
- Utilisable en cas d'urgence dans le cadre d'une oxygénothérapie.
- Sa forme anatomique aide à empêcher l'affaissement de la langue.
- Le conditionnement sous emballage individuel favorise une mise à disposition pratique.
- Le système d'ouverture facile permet une préparation rapide du dispositif.

Caractéristiques techniques

- **Type de produit** : canule de Guedel
- **Taille** : taille 1
- **Longueur** : 7 cm
- **Code couleur** : blanc
- **Référence** : 22036-1

Canule de Guedel 7 cm : un maintien des voies aériennes en situation d'urgence

Canule de Guedel 7 cm est conçue pour maintenir les voies aériennes ouvertes lors d'une prise en charge d'urgence en oxygénothérapie, avec une forme anatomique pensée pour limiter l'affaissement de la langue.

- **Forme anatomique adaptée**
- **Maintien des voies aériennes**
- **Code couleur blanc**
- **Emballage individuel**
- **Ouverture facile**

Mode d'emploi

- Préparer la canule avant utilisation en ouvrant l'emballage individuel.
- Utiliser ce dispositif dans le cadre d'une prise en charge d'urgence adaptée.
- Mettre en place la canule pour maintenir les voies aériennes ouvertes.
- Une fois la canule posée, vérifier que le passage du flux d'air soit bien dégagé.
- En cas d'échec, repositionner immédiatement la canule.

Précautions d'utilisation

- La canule de Guedel doit être utilisée par des personnes formées et entraînées.

CANULE DE GUEDEL TAILLE 1 - 7 CM

Référence : 22036-1

- Il est conseillé de ne pas utiliser la canule 3 ans après sa date de fabrication.
- Vérifier après la pose que le flux d'air reste bien dégagé.
- Repositionner immédiatement le dispositif en cas d'échec.

Un dispositif oropharyngé utile en oxygénothérapie d'urgence

La canule de Guedel 7 cm répond aux besoins des professionnels et structures qui recherchent un dispositif simple à identifier, facile à préparer et adapté au maintien des voies aériennes en situation d'urgence. Son format en taille 1, son code couleur blanc et son emballage individuel facilitent son intégration dans les équipements dédiés à l'[oxygénothérapie](#).

Ce matériel trouve naturellement sa place dans une sélection orientée réanimation respiratoire, prise en charge d'urgence et instrumentation spécialisée. Pour compléter votre équipement, vous pouvez également découvrir d'autres références de [matériel spécialisé](#) sur Tamô.

À quoi sert une canule de Guedel taille 1 ?

+
Elle sert à maintenir les voies aériennes ouvertes lors d'une prise en charge d'urgence. Sa forme anatomique aide à empêcher l'affaissement de la langue.

Quelle est la longueur de cette canule de Guedel ?

+
Cette référence correspond à une canule de Guedel taille 1 d'une longueur de 7 cm. Son code couleur est blanc.

La canule de Guedel est-elle conditionnée individuellement ?

+
Oui, elle est proposée sous emballage individuel à ouverture facile. Ce conditionnement facilite sa préparation en situation d'urgence.

Qui peut utiliser une canule de Guedel ?

+
Son utilisation est réservée aux personnes formées et entraînées. Après la pose, il faut vérifier que le passage du flux d'air reste bien dégagé.