

## 100 PANSEMENTS NON TISSÉS ECO 7.2CM X 1.9CM Référence : 1052



### Description :

- Pansement prêt à poser pour petites blessures du quotidien.
- Support **non tissé multi-extensible** pour suivre les mouvements.
- Compresse centrale **très absorbante, non adhérente** à la plaie.
- Couche **occlusive** pour une protection propre.
- Emballage individuel prédécoupé : distribution rapide et hygiénique.

### Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 1052.
- **Dimensions** : 7,2 cm × 1,9 cm.
- **Support** : non tissé **100% viscose** + film polyéthylène anti-adhérent.
- **Couleur** : chair.
- **Conditionnement** : boîte de 100 unités emballées individuellement.

## Pansements non tissés eco 7,2 × 1,9 cm : confort, absorption et tenue au quotidien

**100 pansements non tissés ECO 7,2 cm x 1,9 cm** : format prêt à poser avec non tissé multi-extensible, compresse centrale très absorbante qui ne colle pas à la plaie et film anti-adhérent pour un retrait plus doux. Couleur chair discrète.

- **Non tissé multi-extensible**
- **Compresse très absorbante**
- **Ne colle pas à la plaie**
- **Occlusif, protection propre**
- **Couleur chair discrète**

## Pansements prêts à poser : hygiène, confort et simplicité d'usage

Ces **pansements non tissés ECO** conjuguent **confort** (support multi-extensible), **absorption** (compresse centrale) et **retrait doux** (film anti-adhérent), pour couvrir rapidement les **blessures légères** au poste de soins comme en trousse. La **couleur chair** reste discrète au quotidien.

### Mode d'emploi :

- Nettoyer et sécher la zone ; désinfecter si nécessaire.
- Retirer l'opercule ; positionner la compresse au centre de la lésion.



## 100 PANSEMENTS NON TISSÉS ECO 7.2CM X 1.9CM Référence : 1052

- Lisser les bords pour une bonne adhérence du support non tissé.
- Remplacer dès qu'il est humide/sali ou selon protocole interne.
- Éliminer après usage conformément aux consignes locales.

### Précautions d'utilisation :

- Usage externe ; ne pas appliquer sur plaie profonde.
- Surveiller toute irritation ; arrêter en cas de réaction cutanée.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
- Vérifier l'intégrité de l'emballage individuel avant usage.
- Tenir hors de portée des enfants.