

SPARADRAP SOIE AVEC FOURREAU 1,25CM X 5M

Référence : 2001



Description :

- Support tissu en soie blanche assurant un maintien régulier et confortable.
- Formulation à l'oxyde de zinc pour une meilleure tolérance cutanée.
- Hypoallergénique et micro-aéré pour laisser respirer la peau.
- Bobine pratique protégée par un fourreau pour une distribution propre.
- Idéal en [trousse de secours](#), infirmerie et poste de soins.

Caractéristiques techniques :

- **Référence** : 2001.
- **Dimensions** : 1,25 cm x 5 m.
- **Support** : tissu soie blanche, micro-aéré.
- **Adhésif** : à base d'oxyde de zinc.
- **Hypoallergénique** : adapté aux peaux sensibles.
- **Conditionnement** : bobine avec fourreau, vendue en boîte.

DESTOCKAGE

Nous tenons à vous informer que ce produit atteindra sa date limite de consommation le **01 février 2027**. Nous vous recommandons de l'utiliser avant cette date pour garantir une efficacité optimale.

Profitez de cette occasion pour bénéficier d'un tarif avantageux sur ce produit !

Sparadrapp soie avec fourreau 1,25 cm x 5 m : maintien doux pour peaux sensibles

Sparadrapp soie avec fourreau 1,25 cm x 5 m avec support tissu en soie blanche à l'oxyde de zinc, micro-aéré et bien toléré, conçu pour un maintien fiable des pansements et dispositifs tout en respectant les peaux sensibles.

- **Soutien doux et fiable**
- **Hypoallergénique**
- **Micro-aéré**
- **Soie blanche à l'oxyde de zinc**
- **Bobine avec fourreau**



SPARADRAP SOIE AVEC FOURREAU 1,25CM X 5M Référence : 2001

Mode d'emploi :

- Nettoyez et séchez la peau avant application.
- Déroulez la longueur nécessaire puis appliquez sans tension excessive.
- Lissez du centre vers les bords pour optimiser l'adhérence.
- Renouvelez si le ruban est humide, sali ou en cas de repositionnement.
- Retirez délicatement en accompagnant la peau pour limiter l'inconfort.

Précautions d'utilisation :

- Utilisez sur peau saine autour de la zone à fixer.
- Interrompez l'usage en cas d'irritation ou d'intolérance.
- Conservez au sec, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Vérifiez l'intégrité de la boîte et du fourreau avant distribution.
- Ne serrez pas excessivement pour préserver la micro-aération cutanée.

Fixation confortable et respirante pour pansements et dispositifs

Conçu pour les peaux sensibles, le sparadrap en soie associe un support micro-aéré et une adhésivité bien tolérée afin d'assurer une fixation fiable des compresses, pansements et petits dispositifs au quotidien.

Sa bobine avec fourreau facilite la distribution propre au poste de soins et en trousse, tandis que le format 1,25 cm x 5 m offre une découpe précise et économique.