

ÉLASTO URGO 2.5M X 10CM

Référence : 6050



Description :

- Sparadrap **élastique** adhésif pour **fixation de compresses** et sécurisation de pansements volumineux.
- Idéal pour **strapping de soutien** et renfort de bandage sur zones sollicitées (genou, cuisse, épaule, tronc).
- Support souple et résistant, **confortable au port**, qui épouse la morphologie.
- Largeur **10 cm** : moins de tours nécessaires, **stabilité accrue** du pansement.
- Usage quotidien en **domicile, entreprise, école** et pratique sportive.

Caractéristiques techniques :

- **Dimensions** : 2,5 m x 10 cm
- **Type** : sparadrap **adhésif élastique** (maintien & strapping)
- **Support** : textile souple/élasthanne (selon lot), **déchirable** à la main
- **Couleur** : chair/blanc selon lot
- **Applications** : fixation de compresses, renfort de bandages, contention de soutien

Élasto urgo 2,5 m x 10 cm : sparadrap élastique extra-large, fixation stable et confortable

Élasto URGO 2,5 m x 10 cm : bande adhésive **élastique** grand format pour **fixer solidement** les compresses et réaliser un **strapping de soutien** sur zones très étendues (genou, cuisse, épaule, tronc) avec **pose rapide** et **confort durable**.

- **Adhérence fiable, tenue longue durée**
- **Élastique** : suit les mouvements
- **Largeur 10 cm** : **couverture maximale**
- **Découpe à la main/aux ciseaux, pose rapide**
- **Support souple, agréable sur la peau**

Sparadrap élastique extra-large pour zones étendues

Avec sa largeur de **10 cm**, l'**Élasto URGO 2,5 m** assure une **couverture rapide** et une **tenue stable** des compresses sur des zones larges. Le support **élastique** suit les mouvements pour limiter le décollement et préserver le confort au quotidien.

Indispensable en **trousse de premiers secours** et postes de soins, il se **déchire à la main** (ou se découpe aux ciseaux) pour des poses nettes et efficaces en quelques secondes.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ÉLASTO URGO 2.5M X 10CM

Référence : 6050

Mode d'emploi :

- Assurer une **peau propre et sèche** (sans crème/huile).
- Appliquer la compresse ; dérouler le sparadrap en **chevauchant** légèrement les tours.
- **Tendre modérément** pour accompagner les mouvements sans gêner la circulation.
- Découper/déchirer à la longueur voulue et lisser pour optimiser l'adhérence.
- Renouveler si le pansement est humide, souillé ou si la tenue diminue.

Précautions d'utilisation :

- Ne pas appliquer sur une **plaie ouverte** sans interface stérile.
- Sur peaux sensibles, réaliser un **test cutané** et surveiller toute irritation.
- Éviter une **tension excessive** (douleur, fourmillements = desserrer/retirer).
- Retirer délicatement en **accompagnant la peau** pour limiter les irritations.
- Usage externe ; tenir hors de portée des enfants.

Besoin de bandes **Urgo élasto** plus grandes ou plus petites ?

- Tamô élasto [2,5m x 3cm - Réf: 6047](#)
- Tamô élasto [2,5m x 6cm - Réf: 6048](#)
- Tamô élasto [2,5m x 8cm - Réf: 6049](#)

Besoin d'autres type de bandes ? Rendez-vous sur notre rubrique dédiée au [bandage élasto urgo](#).

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502