

## FAUTEUIL DE RELAXATION PLIANT

Référence : 14030



### Description :

- Fauteuil de relaxation manuel, idéal pour favoriser la circulation sanguine grâce à sa position relax et à son repose-pieds cintré légèrement courbé.
- Multi-positions : inclinaison du dossier, basculement naturel et accoudoirs fixes pour faciliter l'entrée et la sortie du fauteuil.
- Transformable rapidement en lit d'appoint pour offrir un couchage d'appoint confortable aux accompagnants ou au personnel.
- Matelas en mousse haute densité de 6 cm assurant une assise souple et un soutien homogène du corps.
- Repose-tête ergonomique, réglable et amovible, pour un maintien adapté de la nuque et de la tête en position allongée ou semi-allongée.

### Caractéristiques techniques :

- **Épaisseur du matelas** : mousse haute densité 6 cm.
- **Position relax** : inclinaison à 127° pour une détente optimale.
- **Dimensions et poids** : largeur 70 cm, hauteur d'assise 44 cm, poids fauteuil 13,9 kg.
- **Capacité utilisateur** : poids maximal recommandé 140 kg.
- **Coloris et revêtement** : couleur eucalyptus, revêtement en cuir synthétique lavable, facile d'entretien.

## Fauteuil de relaxation pliant : confort multi-positions et gain de place

Offrez un véritable espace de repos avec un fauteuil manuel multi-positions, transformable en lit d'appoint, doté d'un matelas mousse haute densité et d'une structure légère facilement pliable pour le stockage et le transport.

- **Transformable en lit d'appoint**
- **Multi-positions relax 127°**
- **Matelas mousse 6 cm**
- **Structure légère pliable**
- **Revêtement lavable**

### Mode d'emploi :

- Déplier le fauteuil de relaxation pliant et vérifier que la structure est complètement ouverte et stable avant installation de l'utilisateur.
- Ajuster l'inclinaison du dossier et le basculement du fauteuil en sélectionnant la position relax souhaitée, jusqu'à 127°.
- Régler la tête ergonomique à la hauteur souhaitée pour soutenir confortablement la tête et la nuque.

## FAUTEUIL DE RELAXATION PLIANT

### Référence : 14030

- Utiliser les accoudoirs fixes pour faciliter l'installation et la sortie de la personne, en accompagnant les mouvements de bascule naturelle.
- Pour transformer le fauteuil en lit d'appoint, allonger complètement le dossier et le repose-pieds afin d'obtenir une surface quasi plane, puis replacer la personne en position couchée.

#### Précautions d'utilisation :

- Vérifier régulièrement la stabilité de la structure, le bon verrouillage des positions et l'absence de jeu anormal avant chaque utilisation.
- Ne pas dépasser le poids maximal utilisateur de 140 kg afin de préserver la sécurité et la durée de vie du fauteuil.
- Éviter d'installer le fauteuil sur un sol irrégulier ou glissant ; privilégier une surface plane et dégagée.
- Nettoyer le revêtement en cuir synthétique avec un chiffon doux légèrement humide et un détergent non agressif ; ne pas utiliser de solvants ni d'abrasifs.
- Plier et déplacer le fauteuil en respectant la notice afin de ne pas forcer sur les articulations et de limiter les risques de chute ou de pincement.

### Un fauteuil de relaxation pliant idéal en établissement et à domicile

Le **fauteuil de relaxation pliant** est particulièrement adapté aux **établissements de soins, infirmeries, maisons de repos, collectivités** ou encore aux **espaces de repos en entreprise**. Sa conception multi-positions, son matelas mousse haute densité de 6 cm et son repose-pieds cintré offrent une réelle **position de relaxation** pour soulager les tensions et favoriser la circulation sanguine. Une fois allongé, il se transforme en **lit d'appoint confortable** pour les accompagnants ou les temps de repos prolongés.

Grâce à sa **structure légère et pliable**, ce fauteuil relax se déplace et se stocke facilement, tout en conservant un excellent niveau de confort grâce à ses accoudoirs matelassés et à sa tête ergonomique. Son revêtement en **cuir synthétique lavable** facilite l'hygiène au quotidien, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements professionnels comme pour une utilisation à domicile. Intégrer ce fauteuil à votre espace de repos, c'est améliorer le confort des usagers tout en optimisant l'encombrement et la modularité des lieux.