

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE AVEC BALLON SANS CHROME 0.5G/L

Référence : 16090



Description :

- Test chimique à usage unique pour un dépistage visuel simple de l'alcoolémie.
- Ballon fourni pour insufflation : garantit le volume d'air nécessaire au test.
- Lecture colorimétrique rapide au seuil indicatif **0,5 g/L**.
- Formulation *sans chrome* (sans dichromate) pour un geste de prévention plus responsable.
- Format poche : idéal véhicules, événements, dotations entreprises.

Caractéristiques Techniques :

- **Référence** : 16090
- **Type** : éthylotest chimique avec ballon, lecture colorimétrique
- **Seuil indicatif** : 0,5 g/L sang (usage préventif)
- **Composition réactive** : formulation *sans chrome*
- **Conditionnement** : unité sous sachet (usage unique)

Éthylotest chimique avec ballon sans chrome 0,5 g/l : dépistage visuel simple avant de prendre la route

Éthylotest chimique avec ballon sans chrome 0,5 g/L : test indicatif à lecture colorimétrique avec ballon pour volume d'air maîtrisé, sans chrome, pratique en prévention individuelle et dotations véhicule.

- **Seuil 0,5 g/L indicatif**
- **Ballon = volume maîtrisé**
- **Lecture colorimétrique**
- **Sans chrome (sans dichromate)**
- **Format poche, usage unique**

Mode d'emploi :

- Attendre au moins 15 min après la dernière boisson (pas de bain de bouche/bonbon mentholé).
- Ouvrir le sachet, connecter l'embout au ballon selon le schéma.
- Souffler de façon continue jusqu'au gonflage complet du ballon.
- Transférer l'air du ballon à travers le réactif ; attendre le temps indiqué.
- Comparer la teinte de l'indicateur à l'échelle fournie pour interpréter le résultat.



LE SPÉCIALISTE DES TROUSSES DE SECOURS

Fournisseur officiel de l'Éducation Nationale,
des collectivités et des entreprises

L. au V. de 8h30 à 17h30

04 93 19 20 23

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE AVEC BALLON SANS CHROME 0.5G/L

Référence : 16090

Précautions d'utilisation :

- Test **indicatif** : ne remplace pas une mesure effectuée par un appareil de contrôle.
- Usage unique ; jeter après emploi conformément aux consignes locales.
- Éviter températures extrêmes ; conserver au sec, à l'abri du soleil.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou périmé.
- En cas de résultat défavorable, ne pas conduire et prévoir une alternative.

Prévention au volant : contrôle indicatif simple et responsable

Compact et facile à utiliser, l'**éthylotest chimique avec ballon sans chrome 0,5 g/L** offre une **lecture colorimétrique** claire grâce au volume d'air maîtrisé par le **ballon**. Idéal en **prévention** avant de prendre la route, il trouve sa place dans la **boîte à gants**, les **kits véhicule** et les dotations d'**événements** ou d'**entreprises**.

L'option **sans chrome** participe à une démarche plus responsable tout en conservant un repérage rapide au **seuil 0,5 g/L**. Un indispensable simple et économique pour encourager des décisions sûres.

1783 avenue Pierre et Marie Curie, 06700 Saint Laurent du Var

Téléphone : 04 93 19 20 23

Email : contact@tamo.fr Site : <https://www.tamo.fr/>

SASU au capital de 7622,45 € - RCS NICE B 401.136.502 - SIRET 401.136.502.00028 - APE 4791B

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 67.401.136.502