

## DOUCHE OCULAIRE DE POCHE CEDERROTH 235 ML

Référence : 9008

### Description :



- Permet un rinçage oculaire immédiat en cas de projection de produits irritants sur le lieu de travail ou en déplacement.
- Solution tamponnée qui aide à ramener le pH de l'œil vers un niveau plus neutre après contact avec acides ou bases.
- Flacon de poche compact, facile à emporter sur soi, dans une trousse de premiers secours ou dans un étui dédié.
- Débit généreux et régulier pour un rinçage efficace, tout en restant facile à manier d'une seule main.
- Œillère ergonomique intégrée pour maintenir l'œil ouvert et orienter correctement le jet de la solution.

### Caractéristiques techniques :

- **Volume du flacon** : 235 ml de solution de rinçage oculaire prête à l'emploi, usage unique après ouverture.
- **Composition de la solution** : solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée, stérile et sans conservateur.
- **Format** : flacon de poche compact avec œillère intégrée et capuchon protecteur anti-poussière.
- **Utilisation** : ouverture rapide par simple rotation du flacon, débit abondant pour un rinçage continu.
- **Durée de conservation** : jusqu'à 4,5 ans de stockage dans des conditions normales de température.

## Douche oculaire de poche Cederroth 235 ml : lavage oculaire toujours à portée de main

La douche oculaire de poche Cederroth 235 ml est la solution de **lavage oculaire tamponnée** prête à l'emploi, à garder sur soi ou près du poste de travail pour rincer rapidement l'œil en cas de projection.

- **Format de poche nomade**
- **Solution tamponnée stérile**
- **Ouverture simple par rotation**
- **Œillère ergonomique protégée**
- **Flacon individuel 235 ml**

### Mode d'emploi :

- En cas de projection dans l'œil, saisir immédiatement la douche oculaire de poche Cederroth 235 ml.
- Retirer le capuchon protecteur puis ouvrir le flacon en le tournant selon l'indication figurant sur l'emballage.
- Placer l'œillère contre l'œil atteint et incliner la tête de manière à ce que la solution s'écoule vers l'extérieur.

## DOUCHE OCULAIRE DE POCHE CEDERROTH 235 ML Référence : 9008

- Presser le flacon pour obtenir un flux continu et rincer l'œil abondamment pendant toute la durée du flacon.
- Si la gêne persiste, poursuivre le rinçage avec un autre flacon durant le transport vers une prise en charge adaptée.

### Précautions d'utilisation :

- Commencer le rinçage le plus tôt possible après la projection, sans attendre, et ne pas interrompre trop rapidement.
- Ne jamais réutiliser un flacon entamé ; la solution est prévue pour un usage unique après ouverture.
- Ne pas utiliser la douche oculaire si le flacon est endommagé, déjà ouvert ou si le liquide semble altéré.
- Conserver à température ambiante, à l'abri du gel, de la chaleur excessive et hors de portée des enfants.
- Faire examiner l'œil par un professionnel de santé après toute exposition, même si les symptômes paraissent modérés.

### Un lave-œil de poche pour une réaction immédiate

La douche oculaire de poche Cederroth 235 ml est conçue pour être disponible exactement là où le risque existe : en atelier, en industrie, en laboratoire, dans les entrepôts ou lors des interventions mobiles. Grâce à son format compact, ce lave-œil de poche se glisse facilement dans une trousse de premiers secours, sur un chariot de maintenance ou dans un étui portable. La solution de lavage oculaire tamponnée contribue à neutraliser plus efficacement les éclaboussures d'acides et de bases qu'un simple rinçage à l'eau.

Ce flacon individuel offre un rinçage oculaire généreux et simple à déclencher d'une seule main, ce qui en fait un équipement de premiers secours particulièrement adapté aux postes isolés ou aux équipes en déplacement. En intégrant cette douche oculaire de poche à votre dispositif de sécurité, vous améliorez la réactivité face aux accidents oculaires et renforcez la prévention des risques chimiques et mécaniques sur le terrain.