

PINCE À ÉCHARDES AVEC LOUPE

Référence : 120050

Description :



- Pince à échardes avec loupe intégrée spécialement étudiée pour les manipulations fines sur la peau.
- Permet de retirer facilement les petits corps étrangers : échardes, épines, limailles de fer, éclats de verre, etc.
- L'inclinaison de la pince et de la loupe est ajustable pour s'adapter à la zone à traiter et au confort de l'utilisateur.
- Outil simple, léger et pratique, parfaitement adapté aux troussees de secours d'entreprise, d'école ou de collectivité.
- Idéale en complément d'un antiseptique et de pansements pour un soin rapide et précis d'une petite plaie.

Caractéristiques techniques :

- **Longueur pince** : 8 cm pour une bonne prise en main.
- **Longueur avec loupe** : 9,5 cm environ.
- **Diamètre loupe** : 3 cm, grossissement x2 pour une meilleure visibilité de la zone.
- **Matériau** : pince en acier inoxydable, résistante et facile à nettoyer.
- **Usage recommandé** : retrait des petits corps étrangers superficiels lors des soins courants.

Pince à échardes avec loupe : précision optimale pour retirer les corps étrangers

Otez facilement échardes, limaille ou petits éclats grâce à une pince fine avec loupe intégrée, conçue pour des manipulations précises et confortables lors des premiers soins au quotidien.

- **Loupe intégrée grossissement x2**
- **Bouts très pointus précis**
- **Inclinaison ajustable pratique**
- **En acier inoxydable durable**
- **Idéale troussees de secours**

Mode d'emploi :

- Se laver soigneusement les mains ou utiliser une solution de désinfection avant toute manipulation.
- Nettoyer délicatement la zone concernée avec un antiseptique adapté afin de limiter le risque d'infection.
- Régler l'inclinaison de la pince et de la loupe pour bien visualiser l'écharde ou le petit corps étranger.
- Saisir l'écharde avec les bouts très pointus de la pince et la retirer lentement dans le sens de pénétration.
- Après retrait, nettoyer à nouveau la plaie si nécessaire puis appliquer un pansement propre et sec.



PINCE À ÉCHARDES AVEC LOUPE

Référence : 120050

Précautions d'utilisation :

- Ne pas tenter de retirer un corps étranger profondément enfoncé ou proche de l'œil : consulter un professionnel de santé.
- Éviter d'exercer une pression excessive qui pourrait casser l'écharde ou aggraver la plaie.
- Désinfecter la pince avant et après chaque utilisation, puis la laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas utiliser la pince sur une plaie déjà infectée, suintante ou très inflammatoire sans avis médical.
- Conserver l'outil hors de portée des enfants, dans une trousse de secours propre et à l'abri de l'humidité.

Une pince de précision indispensable dans chaque trousse de secours

La **pince à échardes avec loupe** s'impose comme un accessoire indispensable pour les **trousSES de secours d'entreprise, d'école et de collectivité**. Grâce à sa loupe grossissante x2 et à ses bouts très pointus, elle offre une grande précision pour retirer facilement échardes, épines ou petites limailles logées sous la peau. Cet outil de précision limite les gestes approximatifs et améliore le confort de la personne prise en charge lors des **petits soins du quotidien**.

Compacte, légère et réalisée en **acier inoxydable**, cette pince à échardes est idéale pour compléter un **kit de premiers soins** dans un atelier, une école, un service technique, un foyer ou une collectivité. Associée à un antiseptique et à des pansements, elle contribue à une prise en charge rapide et efficace des **petites plaies superficielles**, en réduisant le risque d'infection et en améliorant la qualité de vos équipements de **premiers secours**.