

10 BLOUSES VISITEURS

Référence : 8080



Description :

- Blouses visiteurs à **usage unique** en **polypropylène non tissé**, conçues pour protéger les vêtements des accompagnants et intervenants ponctuels.
- Coupe ample et **excellent confort** pour permettre les mouvements sans gêne lors des visites ou déplacements dans les locaux.
- Fixation facile par **cordons à la taille et à l'encolure**, assurant un bon maintien de la blouse pendant toute la durée de la visite.
- **Élastiques aux poignets** pour une meilleure tenue sur les bras et une protection plus enveloppante des vêtements.
- Blouses bleues à **taille unique**, pratiques à stocker et à distribuer dans les accueils, infirmeries, établissements de soins ou sites industriels.

Caractéristiques techniques :

- **Composition** : polypropylène non tissé.
- **Dimensions** : longueur 115 cm (± 2 cm), largeur 136 cm (± 2 cm).
- **Grammage** : 20 g/m² (± 4 g/m²), compromis entre légèreté et résistance.
- **Système de fermeture** : cordons à l'encolure et à la taille, élastiques aux poignets, sans latex.
- **Conditionnement** : sachet de 10 blouses visiteurs bleues prêtes à l'emploi.

10 blouses visiteurs bleues : protection jetable pour vos entrées en zone de soins

Blouses de protection à usage unique en polypropylène non tissé, offrant une barrière légère et confortable pour habiller rapidement vos visiteurs et limiter les risques de contamination dans les zones sensibles.



10 BLOUSES VISITEURS

Référence : 8080

- **Protection jetable pratique**
- **Polypropylène non tissé léger**
- **Élastiques de poignets sécurisés**
- **Fermeture par cordons**
- **Taille unique adulte**

Mode d'emploi :

- Sortir une **blouse visiteur** propre de l'emballage juste avant l'entrée en zone sensible.
- Enfiler la blouse par la tête, en veillant à bien couvrir le buste et les manches jusqu'aux poignets.
- Ajuster la tenue en nouant les cordons de l'encolure puis de la taille pour maintenir la blouse en place.
- Vérifier que les élastiques aux poignets sont bien positionnés afin de limiter les échanges avec les vêtements.
- À la fin de la visite, retirer la blouse en l'enroulant sur elle-même côté souillé vers l'intérieur, puis la jeter dans le collecteur prévu pour les déchets appropriés.

Précautions d'utilisation :

- Produit à usage unique : ne jamais réutiliser une blouse visiteur déjà portée.
- Stocker les blouses dans un endroit propre, sec et à l'abri des projections ou de la poussière.
- Éviter tout contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur élevées, le polypropylène étant sensible à la chaleur.
- Remplacer immédiatement la blouse en cas de déchirure ou de souillure importante.
- Respecter les consignes internes de gestion des déchets pour l'élimination des blouses après usage.

Des blouses visiteurs jetables pour accueillir en toute sérénité

Les **10 blouses visiteurs bleues** constituent une solution simple pour renforcer l'**hygiène** et la **protection des vêtements** lors des visites en établissements de soins, structures d'accueil, laboratoires ou sites industriels. Leur conception en **polypropylène non tissé léger** assure un bon confort de port tout en limitant les transferts de salissures entre l'extérieur et vos zones sensibles. La taille unique et les cordons d'ajustement permettent d'habiller rapidement tout type de visiteur, sans préparation particulière.

Conditionnées par **lot de 10**, ces blouses visiteurs jetables s'intègrent facilement dans vos **armoires à pharmacie**, vos postes d'accueil ou vos **plans de prévention**. Elles complètent efficacement votre matériel de premiers soins et vos dispositifs d'hygiène pour garantir un accueil rassurant et professionnel.