

STÉTHOSCOPE DUAL PULSE II ADULTE DOUBLE PAVILLON

Référence : 22180



Description :

- **Stéthoscope adulte double pavillon** pensé pour l'**auscultation générale** en cabinet, à l'hôpital ou en visite à domicile.
- **Pavillon en aluminium à double face** : un côté **pavillon adulte** et un côté **cloche** pour écouter aussi bien les **basses** que les **hautes fréquences**.
- **Tubulure simple haute performance** qui restitue fidèlement les **bruits cardiaques, pulmonaires et vasculaires**.
- **Lyre ergonomique** avec **embouts auriculaires souples** pour un **confort prolongé** et une bonne étanchéité sonore.
- **Bague anti-froid** autour du pavillon pour un **contact plus confortable** sur la peau du patient lors de l'auscultation.

Caractéristiques techniques :

- **Type de produit** : stéthoscope **adulte double pavillon** en aluminium.
- **Pavillon** : double pavillon aluminium, grand côté env. **44 mm**, petit côté env. **28 mm**, avec **bague anti-froid**.
- **Membrane** : **membrane haute résolution** multi-fréquence pour une **écoute précise** des sons internes.
- **Tubulure et lyre** : **tubulure haute-fidélité**, lyre aluminium avec **ressort intégré**, embouts en **silicone souple**.

Stéthoscope DUAL PULSE II adulte double pavillon : légèreté et précision acoustique

Un **stéthoscope d'auscultation léger** avec **double pavillon en aluminium**, conçu pour offrir une **excellente qualité acoustique** et un **confort quotidien**

- **Double pavillon adulte + cloche**
- **Pavillon aluminium très léger**
- **Tubulure haute performance**
- **Embouts auriculaires confortables**
- **Bague anti-froid pour le patient**

Mode d'emploi :

- Régler la **lyre** pour qu'elle s'adapte confortablement au conduit auditif, puis placer les **embouts orientés vers l'avant**.
- Choisir le côté du **double pavillon** (membrane ou cloche) par simple **rotation**, en vérifiant le repère de couleur actif.



STÉTHOSCOPE DUAL PULSE II ADULTE DOUBLE PAVILLON Référence : 22180

- Appliquer délicatement le pavillon sur la **zone à ausculter** (thorax, dos, artère) en maintenant une **pression légère et stable**.
- Utiliser le **grand pavillon** pour les **bruits cardiaques et pulmonaires**, la **cloche** pour les **basses fréquences** et certains **bruits vasculaires**.
- Après l'examen, nettoyer le pavillon et les embouts, puis ranger le **stéthoscope DUAL PULSE II** dans un étui ou un tiroir à l'abri de la poussière.

Précautions d'utilisation :

- Utiliser le **stéthoscope** uniquement pour l'**auscultation des bruits corporels** par du personnel formé.
- Ne pas exercer de **pression excessive** sur le pavillon pour éviter l'inconfort du patient et les distorsions sonores.
- Nettoyer régulièrement la **membrane**, la **cloche** et les **embouts auriculaires** avec un produit compatible, sans immersion.
- Éviter l'exposition prolongée à la **chaleur** ou aux **rayons directs du soleil** afin de préserver la tubulure.
- Remplacer les **embouts** dès qu'ils sont usés ou endommagés pour maintenir le **confort d'écoute** et l'hygiène.

Stéthoscope d'auscultation adulte léger pour usage quotidien

Le **stéthoscope DUAL PULSE II adulte double pavillon** combine une **tubulure haute-fidélité**, un **pavillon aluminium très léger** et une **membrane haute résolution** pour offrir une **auscultation précise** en service de soins, cabinet libéral ou visite à domicile. Sa conception répond aux besoins des **infirmiers** et **médecins généralistes** qui recherchent un **stéthoscope performant et confortable** à porter toute la journée.

Grâce à son **double pavillon adulte + cloche**, ce **stéthoscope d'auscultation** s'adapte à de nombreux contextes : **bruits cardiaques, bruits respiratoires**, contrôle de la **tension artérielle** avec un tensiomètre, suivi des **patients chroniques**. Sa **finition corail** apporte une touche de visibilité supplémentaire dans vos poches ou sur votre chariot de soins.